

Opis produktu

Grassolind Neutral to neutralne, sterylne opatrunki z maścią przeznaczone do leczenia ran.

Skład

Siatka tiulowa bawełniana o splocie gąsieniczym nasączona bezwodną maścią, w skład której wchodzi:

- Biała wazelina
- Ester diglicerolu mono- oraz dikarboksylowych kwasów tłuszczowych
- Wosk mikrokrystaliczny węglowodorowy

Dzięki nieprzylepnej warstwie stykającej się z raną opatrunek ten jest szczególnie przydatny do stosowania jako warstwa zapobiegająca przywieraniu dodatkowego opatrunku do łóżyska rany oraz umożliwiająca utrzymanie giętkości krawędzi rany i otaczającej jej skóry. Opatrunki Grassolind Neutral zawierają maść o odczynie obojętnym, dzięki czemu są one szczególnie przydatne do zastosowań dermatologicznych, jak również do stosowania u pacjentów z wrażliwą skórą oraz nadwrażliwością na niektóre leki.

Właściwości i sposób działania

Siatka tiulowa o dużych oczkach umożliwia przenikanie wydzieliny do umieszczanej powyżej warstwy opatrunku chłonnego, co pomaga unikać maceracji. Maść pozwala na utrzymanie elastycznych krawędzi rany, sprzyja procesom ziarninowania i wytwarzania nabłonka oraz zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany.

Zmiana opatrunków przebiega bezboleśnie i bez podrażniania nowo wytworzonej ziarniny i młodego nabłonka.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Grassolind Neutral to sterylne, neutralne opatrunki z maścią do jednorazowego użytku przeznaczone do leczenia powierzchownych ran ostrej pourazowych i przewlekłych każdego rodzaju.

Opatrunki Grassolind Neutral można stosować do leczenia skóry ludzkiej prowadzonego przez personel medyczny.

Sposób stosowania

Wyjąć opatrunek z maścią z jałowego, rozrywalnego opakowania, nie zdejmując żadnej z nakładek osłaniających. W razie potrzeby przynajmniej opatrunek jałowymi nożyczkami w celu dopasowania go do wielkości rany. Po zdjęciu jednej z nakładek osłaniających przyłożyć opatrunek od tej strony do powierzchni rany i zdjąć drugą nakładkę osłaniającą. Zaleca się, aby na opatrunku z maścią umieścić jałowy opatrunek chłonny w celu odprowadzania wysięku z rany. Jeśli lekarz nie wyda innego zalecenia, opatrunek Grassolind Neutral wymieniać przy każdej zmianie opatrunku.

Czas użytkowania opatrunku zależy od stanu leczonej rany oraz ilości wydzieliny.

Przeciwwskazania

Nie wolno stosować Grassolind Neutral u pacjentów z uczuleniem na którykolwiek ze składników.

Utylizacja produktu

Aby zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia lub zanieczyszczenia środowiska, materiały jednorazowego użytku zawarte w wyrobie medycznym należy utylizować zgodnie z procedurami określonymi przez stosowne lokalne przepisy i regulacje oraz normy dotyczące zapobiegania zakażeniom.

Szczególne środki ostrożności

Nie są dostępne informacje wskazujące na korzyści ze stosowania opisywanego opatrunku u populacji wrażliwych, takich jak niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży lub kobiety karmiące, podobnie jak nie są dostępne dane o braku takich korzyści, dlatego w tych populacjach opisywany opatrunek należy stosować z zachowaniem ostrożności i zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Ponowne użycie wyrobu medycznego przeznaczonego do jednorazowego użytku jest niebezpieczne. Przygotowywanie wyrobów do ponownego użycia może poważnie naruszyć ich integralność i wpłynąć na prawidłowość ich działania. Informacje dostępne na życzenie.

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić je dokładnie pod kątem uszkodzeń. Nie używać produktu, jeśli na opakowaniu znajdują się widoczne oznaki uszkodzeń, takie jak pęknięcia, rowki, nakłucia lub niejednorodności, rozzerwany lub niekompletny zgrzew.

Zgłaszanie incydentów

Dotyczy pacjentów / użytkowników / osób trzecich w Unii Europejskiej lub w krajach o takim samym systemie aktów prawnych (Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych): jeśli podczas lub wskutek użytkowania niniejszego wyrobu doszło do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwym organom krajowym.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2025-03-18

PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. - 95-200 Pabianice