

LT

„BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™“ KELIŲ KRAUJO MĖGINIŲ PAĖMIAMO ADATA

PASKIRTIS

Kelių kraujo mėginių ėmimo adata „BD Vacutainer® PrecisionGlide™“ yra sterili, vienkartinė medicinos priemonė, specialiai skirta naudoti apmokytiems sveikatos priežiūros specialistams imant žmogaus veninio kraujo mėginius siekiant atlikti ir vitro diagnostikos tyrimus.

- ##### Reikalingos, bet nepateiktamos priemonės
- „BD Vacutainer®“ vienkartinis adatas laikiklis [REF] 364815.
 - „BD Vacutainer®“ kraujo paėmimo mėgintuvėlių, reikalingi atliekamam tyrimui.
 - Turmektos, šluostės, marlė, patvirtinta biologikai pavojingų atliekų tvarkykla.

Bendrosios naudojimo instrukcijos

„BD Vacutainer® PrecisionGlide™“ kelių kraujo mėginių paėmimo adata

1. Pasukę nuimkite baltą adatos dangtelį ir jį išmeskite.
2. Laikydami spuokite adatos dangtelį, prisukite laikiklį ant adatos, įsitikinkite, kad adata patikimai įtvirtinta ir neatsisukia naudojant.
3. Nuimkite dangtelį nuo intraveninio adatos galo.
4. Nebandykite nuimti dangtelį į pakreipę, kad nepažeistumėte adatos.
5. Laikydami įstaigoje nustatytus veninio kraujo paėmimo procedūras.
6. Kraujo paėmimas į mėgintuvėlį:
 - Pradurami kamštį, mėgintuvėlį laikykite laikliu viduryje, kad nepradurtumėte kamščio palei šoninę sienelę ir pirmia laiko nesumušėtu vakuamu.

Simbolių reikšmės		Nenaudoti, jei pakaušė pašalinta
		Gamintojas
		Sterilizuota švirkšto metodu
		Naudoti iki
		Ipatolais atstovus



PL

IGLA DO POBIERANIA KILKU PRÓBKÓW KRWI BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™

PRZECZACZENIE

Igla do pobierania kilku próbek krwi BD Vacutainer® PrecisionGlide™ to sterylny i jednorazowy wyrób medyczny do stosowania przez pracowników opieki medycznej z odpowiednim wyciekającym końcem igły do pobierania próbek żylnych krwi ludzkiej w celu diagnostyki in vitro.

- ##### Wymagany sprzęt, który nie został dostarczony
- Uchwyty na igłę jednorazowego użytku BD Vacutainer® [REF] 364815.
 - Probówki do pobierania krwi BD Vacutainer® zgodne z wymogami badania.
 - Opaska uciskowa, chusteczki nawilżane, gaz, zwalczony pojemnik na odpady medyczne.

Ogólna instrukcja użytkowania

Igła do pobierania kilku próbek krwi BD Vacutainer® PrecisionGlide™

1. Przekreślić i zdjąć białą osłonkę igły, a następnie ją wyrzucić.
2. Przytrzymując kolorową osłonkę igły, nakreślić uchwyt na igłę. Upewnić się, że igła została mocno osadzona, aby zapobiec jej wykroczeniu podczas użytkowania.
3. Zdjąć osłonkę z końca igły wykwanego do żyły.
4. Nie wolno zginać osłonki podczas jej pobierania, aby uniknąć uszkodzenia igły.
5. Pobrać krew zgodnie z procedurą pobierania krwi żylną obowiązującą w danej placówce.
6. Aby pobrać krew do probówki:
 - Wykonać próbkę w uchwycie podczas przebiegania korka, aby uniknąć przebiecia szklanki i utrąty wytworzonej próbki.

Oznaczenia symboli		Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania
		Wytwóca
		Sterylizacja za pomocą napromieniania
		Użyć przed datą
		Autoryzowany przedstawiciel



RU

ИГЛА ДЛЯ ВЗЯТИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОБ КРОВИ BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™

НАЗНАЧЕНИЕ

Игла для взятия нескольких проб крови BD Vacutainer® PrecisionGlide™ представляет собой стерильное медицинское изделие однократного использования, предназначенное для использования медицинскими специалистами, прошедшими соответствующую подготовку, при взятии образцов венозной крови человека с целью диагностического исследования in vitro.


- ##### Необходимое оборудование, но не входящее в комплект
- Одноразовый держатель BD Vacutainer® [REF] 364815.
 - Пробирки для взятия крови BD Vacutainer® согласно заявке на проведение анализа.
 - Жгут, чистая вата, марля, разрезанный и примененно киндерный для биологически опасных отходов.

Общие указания по применению

Игла для взятия нескольких проб крови BD Vacutainer® PrecisionGlide™

1. Поверните белый защитный колпачок, снимите его с иглы и удалите в отходы.
2. Удерживая цветной защитный колпачок иглы, накрутите держатель на иглу. Убедитесь, что защитный колпачок иглы не выскочил ее откручивание во время использования.
3. Снимите защитный колпачок с конца иглы для внутривенного введения.
4. Во избежание повреждения иглы не допускать истирания колпачка от укола.
5. Рукохватывать инструментом вашего учреждения, регулирующим давление втягивания крови из вены.
6. Для взятия крови:
 - При проколывании пробирки держите пробирку в держателе по центру во избежание промывания боковой стенки и последующей преждевременной потери вакуума.

Условные обозначения		Не использовать, если обнаружено повреждение
		Производитель
		Стерилизован с использованием излучения
		Использовать до
		Уполномоченный представитель



TR

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ ÇOKLU KAN NUMUNESİ ALMA İGNESİ

KULLANIM AMACI

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ çoklu Numune İğn Kan Alma İğnesi; in vitro dıyagnostik inceleme amacıyla insan vücudundan elde edilen venöz kan numunesinin alınması için eğitimli sağlık personeli tarafından kullanılacak üzere tasarlanmış sterit, tek kullanımlık tıbbi bir cihazdır.


- ##### Biriktiler verilmeyen Gereklî Ekipman
- BD Vacutainer® Tek Kullanımlık İğne Tutucu [REF] 364815.
 - BD Vacutainer® kan alma tüpü, testi gerçekleştirildiği şekilde.
 - Tırmık, temizleme bez, gazlı bez, anyalı biyolojik tehlike atık kabı.

Genel Kullanma Talimatı

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Çoklu Kan Numunesi Alma İğnesi

1. Emniyet halkalı contanın sağlâm olduğunu doğrulayın, hasarlıysa veya tamiri gerekmisse kullanmayın.
2. Beyaz iğne kapakını çevirip çıkartın ve atın.
3. Renkli iğne kapakını tutarak, tutucuyu iğneye geçirin. İğnenin kullanılmaması yerinden çıkmasını sağlamak için yerine sağlâmca oturduğuna emin olun.
4. Kapaklı iğnenin intravenöz uçundan çıkın.
5. İğnenin hasar görmemiş olduğunu kontrol et, kapaklı uç parpacak şeklide çıkarın.
6. Venöz kan alma için tessimizin prosedürünü izleyin.
7. Tıpte kan almak için:
 - Yan duvarı penetrasyonunu ve blem sonucunda meydana gelen prematüre vakum kaybını önlemek için penetrasyon sırasında tüpü tutucu ortayın.
 - İğne tamamen tıpran için gine kadar, tüpü nazikçe tutarak ucunu itin.

Simge Anlatları		Ambalajı Hasarlıysa Kullanmayın
		Üretici
		İradayışın kullanılmak istenilen sterilizasyon yöntemi
		Son kullanma tarihi
		Yetkili Temsilci



LV

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ ADATA VAIRĀUKU ASINS PARĀUGU PANĒMĀŠANAĪ

PĀRĒDZĒTĀIS LIETOJUMS

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ adata vairāuku asins paraugu panēmšanai ir sterila, vienkāršota medicīniskā ierīce, kas ir īpaši paredzēta, lai apmācīti veselības aprūpes speciālisti no intravenozas vēnas asinū paraugu ņemšanai no cilvēka ķermeņa noliktu uz in vitro diagnostikas izmeklējumiem.


- ##### Nepieciešamais aprīkojums, kas neietilpst komplektā
- BD Vacutainer® vienkāršotās lietošanas adatas turētājs [REF] 364815.
 - BD Vacutainer® asins panēmšanas strobriņi atbilstoši pārbaudes veiktajam.
 - Žņupus, tīrīšanas svastī, marle, apstiprināts bioloģiski bīstamu vielu kontainers.

Vispārējā lietošanas instrukcija

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ adata vairāku asins paraugu panēmšanai

1. Pagrieziet un noņemiet balto adatas uzgali un izmetiet to.
2. Turēt krāsaino adatas uzgali, uzskūvējiet turētāju uz adatas. Pārbaudiet, ka adata ir stingri noklikta, lai tā lietošanas laikā nenokrītos.
3. Noņemiet vācu no adatas gala, kas tiek ievadīts intravenozi.
4. Lai nepieļautu adatas bojājumam, nenovietojiet vācu iekš.
5. Ievērojiet visu iestādes procedūru venozu asinū panēmšanai.
6. Lai paņemtu vācu šīs strobriņi:
 - Cauruliet uzabūtni, centējoties strobriņu turētājā, lai nepieļautu sūkšanos caurulīnā un līdz ar to priekšējālojī vakuuma zudumu.
 - Viegli bīdīt strobriņu līdz turētāja galam, līdz adata caurur aizbūtni.
7. Izveidojiet un noņemiet balto adatas uzgali un izmetiet to.
8. Turēt krāsaino adatas uzgali, uzskūvējiet turētāju uz adatas. Pārbaudiet, ka adata ir stingri noklikta, lai tā lietošanas laikā nenokrītos.
9. Noņemiet vācu no adatas gala, kas tiek ievadīts intravenozi.
10. Lai nepieļautu adatas bojājumam, nenovietojiet vācu iekš.
11. Ievērojiet visu iestādes procedūru venozu asinū panēmšanai.
12. Lai paņemtu vācu šīs strobriņi:
 - Cauruliet uzabūtni, centējoties strobriņu turētājā, lai nepieļautu sūkšanos caurulīnā un līdz ar to priekšējālojī vakuuma zudumu.
 - Viegli bīdīt strobriņu līdz turētāja galam, līdz adata caurur aizbūtni.

Simboli skaidrojums		Nelietot, ja nepakaušē ir bojāts
		Ražotājs
		Sterilizēts, izmantot apstiprinātā ietilvētā ielā
		Pārbaudīt pārbaudes



PT

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ MULTIPLE SAMPLE BLOOD COLLECTION NEEDLE

UTILIZÁÇÃO PREVISTA

A BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle é um dispositivo médico estéril e de utilização única, especificamente destinado a ser utilizado por profissionais de saúde com formação para a coleta de amostras de sangue venoso proveniente do corpo humano para efeitos de exames de diagnóstico in vitro.


- ##### Equipamento necessário não fornecido
- Suporte para agulha de utilização única BD Vacutainer® [REF] 364815.
 - Tubos de coleta de sangue BD Vacutainer®, conforme necessário para o teste específico.
 - Garrote, toalha de limpeza, gaze, coletor aprovado para material de risco biológico.

Instruções gerais de utilização

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle

1. Roda e remove a tampa branca da agulha, e deite-a fora.
2. Segurando a tampa colorida da agulha, emoque o suporte na agulha. Certifique-se de que a agulha está bem inserida para garantir que não se solta durante o procedimento de utilização.
3. Retire a tampa da extremidade intravenosa da agulha.
4. Para evitar danificar o agulha, não retire a tampa em ângulo.
5. Siga o procedimento vigente nas instalações onde se encontra relativamente à recolha de sangue venoso.
6. Para colher sangue num tubo:
 - Ao penetrar o bote, cante o tubo no suporte para evitar penetrar a parede lateral, causando dano prematuro de vácuo.
 - Com cuidado, empurre o tubo até ao final do suporte, até o sangue passar pelo tampão.

Explicação dos símbolos		Não utilizar se o embalagem estiver danificada
		Fabricante
		Esterilizado por irradiação
		Prazo de validade
		Representante Autorizado



SK

IHLA NA ODBĚR VIACERÝCH VZORKĚV KRVĪ BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™

URČENÉ POUŽITÍ

Ihla na odber viacerých krvných vzoriek BD Vacutainer® PrecisionGlide™ je sterilná zdravotnícka pomôcka na jedno použitie, ktorá je špecificky určená na použitie vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi na odber vzoriek krvi z ľudského tela na účely diagnostického skúmania in vitro.

- ##### Potrebné vybavenie, ktoré nie je súčasťou balenia
- Jednorazový držák ihly BD Vacutainer® One Use [REF] 364815.
 - Skúmavky na odber krvi BD Vacutainer®, ako je uvedené v štandardi a vyšetrení.
 - Štrádka, čistič tampón, gáza, schválený kontajner na bezpečný odpad biologického pôvodu.

Všeobecný návod na použitie

Ihla na odber viacerých vzoriek krvi BD Vacutainer® PrecisionGlide™

1. Otočte, snímte a zlikvidujte biely kryt ihly.
2. Uchopte farebný kryt ihly a nosnútku na hru držiaka. Skontrolujte, či ihla pevne sedí na mieste, aby sa počas používania nevytláčala.
3. Z intravenózneho konca ihly snímte kryt.
4. Nesmiejte ho pod uhol, mohli by ste poškodiť ihlu.
5. Riadite sa postupom zdravotníckeho streduka na odber krvi zo žily.
6. Odber krvi uskutočnite:
 - Pri penetracii vždy umiestnite skúmavku do stredu držiaka, čím predídete penetrácii bočných stien a predčasnej strate vákuu.
 - Zbavte zatlačte skúmavku do konca držiaka, kým ihla neprenikne zátku.

Symbol klúča		Nepoužívať, ak je obal poškodený
		Výrobca
		Sterilizované použitím radiačie
		Dátum spotreby
		Autorizovaný zástupca



ZH-CN

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ 多试祥采血针

预期用途

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle (BD Vacutainer® PrecisionGlide™ 多祥采血针) 是一种无菌、一次性使用医疗器械，专供经过培训的专业医护人员用于从人体中采集静脉血样，以便进行体外诊断检测。


- ##### 所需设备提供
- BD Vacutainer® 一次性持针器 [REF] 364815。
 - BD Vacutainer® 采血管，根据化验要求指定。
 - 止血带，清洁棉片，纱布，经批准的生物危害品容器。

一般使用说明

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ 多祥采血针

1. 确认防封条完好无损，如果损坏或日期过期，请勿使用。
1. 扭转并取下白色封套然后丢弃。
2. 握住彩色手柄，将持针器拧到针头上，确保针头牢固固定，以便针头在使用过程中不会松动。
3. 从针头的静脉针头末端取出针帽。
4. 为避免针头受损，请勿以一定角度取下针帽。
5. 遵守您在机构的静脉采血程序。
6. 将血液采集至采血管内：
 - 当穿刺血管时，让采血管位于持针器的中间，以便防止侧壁穿透并造成过早的真空损失。

符号说明		如包装破损, 切勿使用
		生产厂商
		辐照灭菌
		使用截止日期
		授权代理商



NL

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ ADATA VAIRĀUKU ASINS PARĀUGU PANĒMĀŠANAĪ

PĀRĒDZĒTĀIS LIETOJUMS

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ adata vairāuku asins paraugu panēmšanai ir sterila, vienkāršota medicīniskā ierīce, kas ir īpaši paredzēta, lai apmācīti veselības aprūpes speciālisti no intravenozas vēnas asinū paraugu ņemšanai no cilvēka ķermeņa noliktu uz in vitro diagnostikas izmeklējumiem.


- ##### Nepieciešamais aprīkojums, kas neietilpst komplektā
- BD Vacutainer® vienkāršotās lietošanas adatas turētājs [REF] 364815.
 - BD Vacutainer® asins panēmšanas strobriņi atbilstoši pārbaudes veiktajam.
 - Žņupus, tīrīšanas svastī, marle, apstiprināts bioloģiski bīstamu vielu kontainers.

Vispārējā lietošanas instrukcija

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ adata vairāku asins paraugu panēmšanai

1. Pagrieziet un noņemiet balto adatas uzgali un izmetiet to.
2. Turēt krāsaino adatas uzgali, uzskūvējiet turētāju uz adatas. Pārbaudiet, ka adata ir stingri noklikta, lai tā lietošanas laikā nenokrītos.
3. Noņemiet vācu no adatas gala, kas tiek ievadīts intravenozi.
4. Lai nepieļautu adatas bojājumam, nenovietojiet vācu iekš.
5. Ievērojiet visu iestādes procedūru venozu asinū panēmšanai.
6. Lai paņemtu vācu šīs strobriņi:
 - Cauruliet uzabūtni, centējoties strobriņu turētājā, lai nepieļautu sūkšanos caurulīnā un līdz ar to priekšējālojī vakuuma zudumu.
 - Viegli bīdīt strobriņu līdz turētāja galam, līdz adata caurur aizbūtni.
7. Izveidojiet un noņemiet balto adatas uzgali un izmetiet to.
8. Turēt krāsaino adatas uzgali, uzskūvējiet turētāju uz adatas. Pārbaudiet, ka adata ir stingri noklikta, lai tā lietošanas laikā nenokrītos.
9. Noņemiet vācu no adatas gala, kas tiek ievadīts intravenozi.
10. Lai nepieļautu adatas bojājumam, nenovietojiet vācu iekš.
11. Ievērojiet visu iestādes procedūru venozu asinū panēmšanai.
12. Lai paņemtu vācu šīs strobriņi:
 - Cauruliet uzabūtni, centējoties strobriņu turētājā, lai nepieļautu sūkšanos caurulīnā un līdz ar to priekšējālojī vakuuma zudumu.
 - Viegli bīdīt strobriņu līdz turētāja galam, līdz adata caurur aizbūtni.

Simboli skaidrojums		Nelietot, ja nepakaušē ir bojāts
		Ražotājs
		Sterilizēts, izmantot apstiprinātā ietilvētā ielā
		Pārbaudīt pārbaudes



PT

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ MULTIPLE SAMPLE BLOOD COLLECTION NEEDLE

UTILIZÁÇÃO PREVISTA

A BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle é um dispositivo médico estéril e de utilização única, especificamente destinado a ser utilizado por profissionais de saúde com formação para a coleta de amostras de sangue venoso proveniente do corpo humano para efeitos de exames de diagnóstico in vitro.

- ##### Equipamento necessário não fornecido
- Suporte para agulha de utilização única BD Vacutainer® [REF] 364815.
 - Tubos de coleta de sangue BD Vacutainer®, conforme necessário para o teste específico.
 - Garrote, toalha de limpeza, gaze, coletor aprovado para material de risco biológico.

Instruções gerais de utilização

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle

1. Roda e remove a tampa branca da agulha, e deite-a fora.
2. Segurando a tampa colorida da agulha, emoque o suporte na agulha. Certifique-se de que a agulha está bem inserida para garantir que não se solta durante o procedimento de utilização.
3. Retire a tampa da extremidade intravenosa da agulha.
4. Para evitar danificar o agulha, não retire a tampa em ângulo.
5. Siga o procedimento vigente nas instalações onde se encontra relativamente à recolha de sangue venoso.
6. Para colher sangue num tubo:
 - Ao penetrar o bote, cante o tubo no suporte para evitar penetrar a parede lateral, causando dano prematuro de vácuo.
 - Com cuidado, empurre o tubo até ao final do suporte, até o sangue passar pelo tampão.

Explicação dos símbolos		Não utilizar se o embalagem estiver danificada
		Fabricante
		Esterilizado por irradiação
		Prazo de validade
		Representante Autorizado



SK

IHLA NA ODBĚR VIACERÝCH VZORKĚV KRVĪ BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™

URČENÉ POUŽITÍ

Ihla na odber viacerých krvných vzoriek BD Vacutainer® PrecisionGlide™ je sterilná zdravotnícka pomôcka na jedno použitie, ktorá je špecificky určená na použitie vyškolenými zdravotníckymi pracovníkmi na odber vzoriek krvi z ľudského tela na účely diagnostického skúmania in vitro.


- ##### Potrebné vybavenie, ktoré nie je súčasťou balenia
- Jednorazový držák ihly BD Vacutainer® One Use [REF] 364815.
 - Skúmavky na odber krvi BD Vacutainer®, ako je uvedené v štandardi a vyšetrení.
 - Štrádka, čistič tampón, gáza, schválený kontajner na bezpečný odpad biologického pôvodu.

Všeobecný návod na použitie

Ihla na odber viacerých vzoriek krvi BD Vacutainer® PrecisionGlide™

1. Otočte, snímte a zlikvidujte biely kryt ihly.
2. Uchopte farebný kryt ihly a nosnútku na hru držiaka. Skontrolujte, či ihla pevne sedí na mieste, aby sa počas používania nevytláčala.
3. Z intravenózneho konca ihly snímte kryt.
4. Nesmiejte ho pod uhol, mohli by ste poškodiť ihlu.
5. Riadite sa postupom zdravotníckeho streduka na odber krvi zo žily.
6. Odber krvi uskutočnite:
 - Pri penetracii vždy umiestnite skúmavku do stredu držiaka, čím predídete penetrácii bočných stien a predčasnej strate vákuu.
 - Zbavte zatlačte skúmavku do konca držiaka, kým ihla neprenikne zátku.

Symbol klúča		Nepoužívať, ak je obal poškodený
		Výrobca
		Sterilizované použitím radiačie
		Dátum spotreby
		Autorizovaný zástupca



ZH-CN

BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ 多试祥采血针

预期用途


BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle (BD Vacutainer® PrecisionGlide™ 多祥采血针) 是一种无菌、一次性使用医疗器械，专供经过培训的专业医护人员用于从人体中采集静脉血样，以便进行体外诊断检测。

- ##### 所需设备提供
- BD Vacutainer® 一次性持针器 [REF] 364815。
 - BD Vacutainer® 采血管，根据化验要求指定。
 - 止血带，清洁棉片，纱布，经批准的生物危害品容器。

一般使用说明

BD Vacutainer® PrecisionGlide™ 多祥采血针

1. 确认防封条完好无损，如果损坏或日期过期，请勿使用。
1. 扭转并取下白色封套然后丢弃。
2. 握住彩色手柄，将持针器拧到针头上



IT
BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ MULTIPLE SAMPLE BLOOD COLLECTION NEEDLE
USO PREVISTO
 Il BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle (Ago per prelievo ematico multiplo BD Vacutainer® PrecisionGlide™) è un dispositivo medico sterile monouso destinato esclusivamente all'uso da parte di personale sanitario qualificato per il prelievo di sangue venoso dal corpo umano ai fini di test diagnostici *in vitro*.

Componenti necessari non forniti

- Puntaggio monouso BD Vacutainer® [REF] 364815
- Provetta per prelievo ematico BD Vacutainer®, come da richiesta per analisi.
- Laccio emostatico, salivetta, gasa, contenitore approvato per il rischio biologico.

Istruzioni generali per l'uso
BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle

Accertarsi che il sigillo a prova di manomissione sia intatto. Non utilizzare se danneggiato o dopo la data di scadenza.

1. Ruotare e rimuovere il cappuccio protettivo dell'ago e gettarlo.
2. Tenendo il cappuccio colorato dell'ago, avvitare il cappuccio sull'ago. Verificare che l'ago sia saldamente alloggiato per accertarsi che non si sfili durante l'uso.
3. Rimuovere il cappuccio dall'estremità endovenosa dell'ago. Per evitare di danneggiare l'ago, non rimuovere il cappuccio tenendolo inclinato.
4. Per evitare di danneggiare l'ago, non rimuovere il cappuccio tenendolo inclinato.
5. Seguire la procedura della prova struttura per il prelievo ematico. Per raccogliere il sangue nella provetta.
6. Posizionare la provetta al centro della camicia quando si inserisce il tappo per evitare la penetrazione laterale e la conseguente perdita prematura del vuoto.

Significato dei simboli

	Codice di lotto		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Numero di catalogo		Produttore
	Consultare le istruzioni per l'uso		Sterilizzato mediante irradiazione
	Non riutilizzare		Data di scadenza
			Rappresentante autorizzato

- Premere delicatamente la provetta fino alla fine del supporto finché l'ago non entra nel tappo.
- Tenere in posizione la provetta fino al raggiungimento del volume indicato e all'interruzione del flusso ematico. A questo punto ruotare la provetta dal supporto.
- Dopo aver riempito l'ultima provetta, rimuoverla dal supporto e terminare la raccolta del campione seguendo le procedure previste dalla propria struttura.
- 7. Gettare il supporto e l'ago attaccato in un contenitore approvato per il rischio biologico.


Precauzioni di sicurezza e avvertenze

Precauzioni

- Prima dell'uso attendere che il prodotto torni a temperatura ambiente. L'innescamento di tale precauzione può compromettere la prestazione.
- Adottare le precauzioni generali. Utilizzare guanti, camicie, occhiali protettivi, abiti disposti di protezione individuale e controlli specializzati per proteggersi da fuoriuscite di materiale ematico e dalla possibile esposizione ad agenti patogeni trasmissibili per via ematica.

- Avvertenze**
1. Trattare tutti i campioni biologici e gli strumenti "appuntiti" utilizzati per il prelievo di sangue (fiancette, aghi, adattatori luer e set per il prelievo di sangue) in conformità con le politiche e le procedure previste dalla struttura. In caso di esposizione a campioni biologici (ad esempio, attraverso la puntura di ago) consultare il medico, poiché i campioni possono trasmettere epatite virale, HIV (AIDS) o altre patologie infettive. Utilizzare tutte le funzioni di sicurezza eventualmente presenti sul dispositivo per il prelievo ematico.
 2. Gettare tutti gli scarti del prelievo ematico in contenitori resistenti ed ermetici e separarli per il rischio biologico. Non riutilizzare se non presenti corpi estranei.
 3. Non riutilizzare se non presenti corpi estranei.
 4. Non riutilizzare il cappuccio sull'ago. Il riposizionamento del cappuccio aumenta il rischio di ferite da puntura d'ago.

5. Per uso esclusivamente monopaziente. Il riutilizzo può provocare infezioni o altre patologie/lesioni.
6. Destinato a essere utilizzato solo da professionisti sanitari.



HU
BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ TÖBBMINTÁS VÉRTÉTELŰ TŰ
HASZNÁLATI JAVASLAT
 A BD Vacutainer® PrecisionGlide™ többmintás vértételű tű egy steril, egyszer használatos orvostechnikai eszköz, amely kifejezetten képzett egészségügyi szakemberek által használatra lett tervezve az emberi testből származó vért *in vitro* diagnosztikai vizsgálat céljából történő mintavételére.

Nem biztosított szükséges felszerelés

- BD Vacutainer® egyszerhasználatos tartó [REF] 364815
- A vizsgálatkérés szerint megadott BD Vacutainer® vértételű csövek.
- Érszűrő, törőkéendő, gép, jóváhagyott biológiai hulladékkezelő.

- Általános használati utasítások**
- BD Vacutainer® PrecisionGlide™ többmintás vértételű tű**
- GYŐZDÖN MEG ARAŊ, HOGY A BIZTONSÁGI ZÁR SÉRTÉLEN - NE HASZNÁLJA, HA SÉRÜLT, VAGY A DÁTUM LEJÁRT.
1. Tekerje le és dobja a szemetesbe a fehér tűsapkát.
 2. A szines tűsapkát tartva tekerje a tartót a tetejé. Győződjön meg arról, hogy a tű szorosan illeszkedik a, hogy nehegy kitérjenek a használati során.
 3. Törölje le a sapkát a tű intenzívén végéig.
 4. A tű sérülésének megakadályozása érdekében a sapkát ne szögben megdöntve távolítsa el.
 5. Tartása az összes vérvétel „végősként” nem átlátszóított, hulladékéjtétele jóváhagyott biológiai hulladékkezelőre.
 6. Csőbe vett vér esetén:
 - Tartása köztelen a csővet a tartóban az azáltal behatolás közben, hogy megakadályozza az oldalaf ártóhatást és az azból származó korai vákuumszökkenést.

Jelmagyarázat

	Gyártási tételazonosító		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Katalógusszám		Gyártó
	Olvasza el a használati utasításokat		Beugráztatott sterilizált
	Újrahasználatot tilos		Lejárati napja
			Felhasználási képviselet

- Övatosan nyomja be a csövet a tartó végéig annyira, hogy a tű áttűnjön az ütközön.
- Tartsa a csövet, amíg meg nem telik az előírt mennyiséggel, és a vértartalmát meg nem szűri.
- Amint a vér már nem folyik tovább az utolsó csőbe, távolítsa el a tartót, és fejezzen a vérvétel az intézménye elvártára szerint.
- 7. Tegyé jóváhagyott biológiai hulladékkezelőre a tartót és a mintátelű tűt.


Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések

Övintézkedések

- Használót elől hagyja a termék szobahőmérsékletre visszahűteni. Ennek elmulasztása ronthatja a teljesítményt.
- Tegyén általános óvintézkedéseket. Használjon kesztyűt, kényes, védésmaszkot, más személy védőfelszerelést és mások eszközeit annak érdekében, hogy véde legyen a károsodás és szivárgó vért, valamint a vérben szállított károsító potenciális veszélytől.

- Figyelmeztetések**
1. A biológiai mintákat és a vérvételhez szükséges heges és éles eszközt (lancettát, tűt, Luer adaptert és vérvételi rendszert) az adott intézmény előírásainak megfelelően kell kezelni. Ha biológiai minták által veszélyesnek van kitéve (pl. szűrt szűrés), nézzeljen megfelelő módon felügyeletben, mivel a minták megfertőzhetik vírusos meggyulladás, HIV (AIDS) vagy más fertőző betegséggel. Használja ki a vérvétel eszköze minden rendelkezésre álló biológiai biztonsági funkcióját.
 2. Helyezze az összes vérvételi „végősként” nem átlátszóított, hulladékéjtétele jóváhagyott biológiai hulladékkezelőre.
 3. Ne használja, ha degen anyag van benne.
 4. Ne tegye vissza a tűt sapkát. A sapka visszahelyezése megnevelti a túlzásos sérülés kockázatát.

5. Csak egy betegnél használható. Az ismételt felhasználás fertőzéshez vagy más betegségekhez vezethet.
6. Csak képzett egészségügyi dolgozók használhatják.



HR
BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ IGLA ZA PRIKUPLIJANJE VIŠESTRUKIH UZORAKA KRVÍ
PREVIDENA UPORABA
 BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle (Igla za prikupljanje višestrukih uzoraka krvi BD Vacutainer® PrecisionGlide™) sterilni je, jednokratni medicinski proizvod namijenjen običajnim zbirčevima gubitakima za uzimanje uzoraka venske krvi iz ljudskog tijela za potrebe *in vitro* dijagnostičkih ispitivanja.

Potrebna oprema koja nije isporučena

- BD Vacutainer® jednokratni držač igle [REF] 364815
- BD Vacutainer® epuravne za prikupljanje krvi kako namodi zahtjeve za ispoljavanje.
- podveza, maramice za čišćenje, gasa, odobreni spremnik za biološki otpad.

Opće upute za uporabu
BD Vacutainer® PrecisionGlide™ igla za prikupljanje višestrukih uzoraka krvi

Provjerite je li originalni pečat pakiranja neotvoren, ne koristite ako je oštećen ili je datum istekao.

1. Okrenite i uklonite bijelu kapicu igit i bedmitu.
2. Držite objemu kapicu igit, navijte držač na iglu. Provjerite je li se igla čvrsto smjestila kako se igla tijekom uporabe ne bi izvlačila.
3. Skinite kapicu i intravenski uvođite iglu.
4. Ne skidajte kapicu pod kutom kako biste spriječili oštećenje igit.
5. Slijedite postupak definiran u vašoj ustanovi za vađenje krvi iz vene.
6. Za prikupljanje krvi u epuravtu:
 - Centrirajte epuravtu na držač priklom prodava granitnika kako biste spriječili protjecanje bočne stjenke i posljedično prenapuh vakuumu.

Jelmagyarázat

	Időjel		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Katalógus szám		Proizodó
	Figyelje az utasításokat		Sterilizációval sterilizált
	Ne használja újra		Használati dátum
			Engedélyezett képviselő

- Lagano garnite epuravtu do kraja držača dok igla prodire kroz granitnik.
- Držite epuravtu dok se ne napuni do navedenog volumena, a provetke krvi ne prestane, uklonite iz držača.
- Čim krv prestane teći u zdjelu epuravtu, uklonite je s držača i izvršite prikupljanje krvi prema postupku definiranom u vašoj ustanovi.
- 7. Odložite držač i prikupljenu iglu u odobreni spremnik za biološki otpad.

Mjere opreza i upozorenja


Mjere opreza

- Prije uporabe pazite nek proizvod postane sobna temperatura. Ako to ne učine, proizvod može imati smanjena radna svojstva.
- Primjenjite opće i sveobuhvatnije mjere opreza. Koristite rukavice, zaštitni odjevu, zaštitu za oči, drugi osobni zaštitni opreza i projektne kontejnere za zbirku od prikupljanja krvi, izbacivanja krvi i mogućem izlaganju patogenim tvarima iz krvi.

Upozorenja

1. Rukujte svim biološkim uzorcima i ostirim predmetima za uzimanje krvi (fiancette, igit, Luer adapteri i komplet za uzimanje krvi) u skladu s pravilima i postupcima vaše ustanove. Zadržajte odgovarajuću zdravstveni postupak u slučaju bilo kakvog izlaganja biološkim uzorcima (na primjer zbog ubodne oštećenja), jer uzori mogu prenijeti virusne hepatite, HIV (AIDS) i druge ozračne bolesti. Primjenjite sve sigurnosne projektne značajke ako ih uređaja uzimanje uzoraka krvi ima.
2. Bacite svoj otpad priklom na uzimanje uzoraka krvi u spremnik za biološki otpad otkrpane na vrijeme za opreza za odobren za odlaganje takvog pribora.
3. Ne koristite ako su prisutni strani materijali.
4. Igle ne pokupajte ponovno koriscim. Ponovno pokupanje koriscim ponovno rick oštećenje-igitom.

5. Izklijevajte za jednokratnu uporabu. Ponovna uporaba može prouzročiti infekciju ili druge bolesti / ozljede.
6. Namijenjeno isključivo profesionalnom medicinskom osoblju.



FR
AGUILLE DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN POUR ÉCHANTILLONS MULTIPLES BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™
UTILISATION PRÉVUE
 L'aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Blood Collection Needle est un dispositif médical stérile à usage unique, spécialement conçu pour être utilisé par des professionnels de santé qualifiés pour le prélèvement de sang veineux provenant du corps humain à des fins d'examen diagnostique *in vitro*.

Matériel requis non fourni

- Barillet à usage unique BD Vacutainer® [REF] 364815
- Tubes de prélèvement sanguin BD Vacutainer®, selon la demande de test.
- Garrot, lingette nettoyante, gaze, contenant approuvé pour les risques biologiques.

Mode d'emploi général
Aiguille de prélèvement sanguin pour échantillons multiples BD Vacutainer® PrecisionGlide™

S'assurer que le système d'inviolabilité est intact, ne pas utiliser si endommagé ou si la date de péremption est dépassée.

1. Faire tourner le capuchon blanc et le retirer de l'aiguille, puis le jeter.
2. Tenir le capuchon de couleur de l'aiguille et visser le barillet sur l'aiguille. Veiller à ce que l'aiguille soit bien en place pour s'assurer qu'elle ne se dévise pas pendant l'utilisation.
3. Retirer le capuchon de l'extrémité intraveineuse de l'aiguille.
4. Pour éviter d'endommager l'aiguille, ne pas retirer le capuchon en le tenant incliné.
5. Suivre la procédure de l'établissement pour le prélèvement de sang veineux.
6. Pour recueillir le sang dans un tube.

Legende

	Codice de lotto		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Numéro de référence		Fabricant
	Consulter le mode d'emploi		Sterilisé par irradiation
	Ne pas réutiliser		Date de péremption
			Représentant autorisé

- Pousser doucement le tube jusqu'à ce que l'aiguille pénètre dans le bouchon.
- Tenir le tube jusqu'à ce qu'il soit rempli du volume indiqué et que le débit sanguin cesse. Le retirer du barillet.
- Dès que le sang cesse de s'écouler dans le barillet, retirer le tube du barillet et terminer le prélèvement sanguin selon la procédure de l'établissement.
- 7. Jeter le barillet et l'aiguille attachée dans un conteneur approuvé pour les risques biologiques.

Avvertimenti e precauzioni di sicurezza


Precauzioni

- Lasciare il prodotto revenir à la température ambiante avant utilisation. Le non respect de cette consigne peut entraîner une baisse des performances.
- Appliquer les précautions universelles. Utiliser des gants, des blouses, une protection oculaire, d'autres équipements de protection individuelle et des contrôles techniques pour se protéger contre les échaboussures de sang, les fuites de sang et l'exposition potentielle à des agents pathogènes transmissibles par le sang.

- Avvertimenti**
1. Manipuler tous les échantillons biologiques et les objets piquants et coupants utilisés pour les prélèvements sanguins (fiancette, aigilles, adaptateurs Luer et dispositifs de prélèvement sanguin) conformément aux politiques et procédures en vigueur ou sien de l'établissement. Obtenir les soins médicaux appropriés en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple, à la suite d'une blessure par piqûre). Les échantillons peuvent transmettre l'hepatite virale, le VIH (sida) ou d'autres maladies infectieuses. Utiliser un système de sécurité, si le dispositif de prélèvement sanguin en fournit un.
 2. Jeter pour leur élimination tous les « objets pointus ou tranchants de prélèvement sanguin » dans des conteneurs de déchets biologiques et résistants à la perforation.
 3. Ne pas utiliser en présence de matières étrangères.
 4. Ne pas remettre le capuchon sur les aiguilles. Cela augmente les risques de blessure par piqûre d'aiguille.

Legenda de simbolos

	Código de lote		Ne usar si el empaque está dañado
	Número de catálogo		Fabricante
	Leer las instrucciones de uso		Estérilizado utilizando radiación
	No reutilizar		Fecha de caducidad
			Representante autorizado



ES
AGUA BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ PARA EXTRACCIÓN MULTIPLE DE MUESTRAS DE SANGRE
USO PREVISTO
 La aguja BD Vacutainer® PrecisionGlide™ para extracción múltiple de muestras de sangre es un producto sanitario estéril de un solo uso diseñado específicamente para su uso por parte de profesionales sanitarios con la formación adecuada para la obtención de muestras de sangre venosa procedente del cuerpo humano con el fin de realizar exámenes de diagnóstico *in vitro*.

Equipo requerido no suministrado

- Portatubos BD Vacutainer® de un solo uso [REF] 364815.
- Tubos para extracción de sangre BD Vacutainer®, según los requisitos del análisis.
- Tornoque, herramienta de limpieza, gasa, contenedor de residuos biológicos homologado.

Instrucciones generales de uso
Aguja BD Vacutainer® PrecisionGlide™ para extracción múltiple de muestras de sangre

Confirme que el precinto de seguridad está intacto. No use el producto si está dañado o ha superado la fecha de caducidad.

1. Gire y extraiga el capuchón blanco de la aguja. Elimínelo.
2. Sosteniendo el capuchón coloreado de la aguja, enrosque el portatubos a la aguja. Asegúrese de que la aguja quede firmemente sujeta para evitar que se desmonte durante su uso.
3. Retire el tapón del extremo intravenoso de la aguja.
4. Para evitar dañar la aguja, no la deslice el tapón al retirarlo.
5. Siga el procedimiento de su centro para la extracción de sangre venosa.
6. Para recoger la sangre en el tubo:
 - Al atravesar el tapón, centre el tubo en el portatubos para evitar su penetración lateral y la consiguiente pérdida prematura de vacío.

Legenda de simbolos

	Código de lote		Ne usar si el empaque está dañado
	Número de catálogo		Fabricante
	Leer las instrucciones de uso		Estérilizado utilizando radiación
	No reutilizar		Fecha de caducidad
			Representante autorizado

- Empuje suavemente el tubo hasta el final del portatubos para que la aguja atraviese el tapón.
- Sosteniendo el tubo hasta que se haya llenado al volumen indicado y la sangre deje de fluir. Después, retirelo del portatubos.
- En cuanto la sangre haya dejado de fluir en el último tubo, retirelo del portatubos y complete la extracción de acuerdo con el procedimiento de su centro.
- 7. Elimine el portatubos y la aguja envasada en un contenedor de residuos biológicos homologado.

Precauciones y advertencias de seguridad


Precauciones

- Antes de usar el producto, espere hasta que alcance la temperatura ambiente. De no hacerlo, podría presentar un rendimiento menor.
- Practique las precauciones universales. Use guantes, bata, protección ocular y otros equipos de protección personal y medidas técnicas de seguridad para protegerse de los salpicaduras, las fugas de sangre y el riesgo de exposición a patógenos de transmisión sanguínea.

Advertencias

1. Manipule todos las muestras biológicas y los elementos punzantes de extracción de sangre (fiancette, aigilles, adaptadores Luer y conjuntos de extracción de sangre) de acuerdo con las normas y procedimientos de su centro. Obtenga los cuidados médicos apropiados en caso de sufrir cualquier tipo de exposición a muestras biológicas (por ejemplo, a raíz de una exposición a muestras biológicas pinchando, etc.) ya que estos pueden transmitir enfermedades infecciosas como la hepatitis viral o el VIH (sida) u otros. Utilice cualquier función de seguridad incorporada en el dispositivo de extracción, si la hubiera.
2. Elimine todos los elementos punzantes usados para la extracción de sangre en contenedores de residuos biológicos homologados o prubos de perforaciones.
3. No use el producto si contiene cuerpos extraños.
4. No vuelva a poner el capuchón en la aguja. Esta acción aumenta el riesgo de lesiones por pinchaduras.

5. Para uso exclusivo en un solo paciente. Su reutilización puede causar infecciones de transmisión sanguínea.
6. Para uso exclusivo por profesionales sanitarios debidamente formados.



DE
BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ MEHRFACH-BLUTENTNAHMENADEL
VERWENDUNGSZWECK
 Die BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Mehrfach-Blutentnahmenadel ist ein steriles Medizinprodukt zum Einmalgebrauch, das speziell für die Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal zur Entnahme von menschlichen venösen Blutproben zur *in vitro*-Diagnostik bestimmt ist.

Erforderliche Ausrüstung nicht enthalten

- BD Vacutainer® Einmal-Nadelhalter [REF] 364815
- BD Vacutainer® Blutentnahmeröhrchen, entsprechend der Untersuchungsanforderung
- Stauschlauch, Reinigungsgaze, Verbandmull, zugelassener Behälter für biologisch gefährlichen Abfall.

Allgemeine Gebrauchsinweise
BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Mehrfach-Blutentnahmenadel

Sicherstellen, dass Originalitätssiegel intakt ist; nicht benutzen, wenn Produkt beschädigt oder Verfallsdatum überschritten ist.

1. Weiße Nadelkappe drehen, entfernen und entsorgen.
2. Farbige Nadelkappe halten und Halter auf die Nadel schrauben. Sicherstellen, dass die Nadel fest sitzt, damit sie sich während der Benutzung nicht löst.
3. Kappe vom intravenösen Ende der Nadel entfernen.
4. Um ein Beschädigen der Nadel zu vermeiden, Kappe nicht schief abnehmen.
5. Befolgen Sie das Verfahren Ihrer Einrichtung zur venösen Blutentnahme.
6. Um Blut im Röhrchen zu sammeln:
 - Röhren zentral im Halter platzieren, wenn Stopper durchstoßen wird, um ein Durchstoßen der Seitenwand und einen dadurch entstehenden Vakuumverlust zu vermeiden.

Symbole

	Chargenbezeichnung		Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist
	Artikelnummer		Hersteller
	Gebrauchsinweise beachten		Sterilisationsweise
	Nicht wiederverwenden		Verfallsdatum
			Bewilligter Vertreter

- Röhren vorsichtig bis an das Ende des Halters schieben, bis Nadel durch den Stopper sticht.
- Röhren halten, bis es zum angegebenen Volumen gefüllt ist und der Blutfluss endet, dann vom Halter entfernen.
- Sobald das Blut aufhört, in das letzte Röhrchen zu fließen, Röhren vom Halter entfernen und Blutabnahme gemäß des Verfahrens Ihrer Einrichtung abschließen.
- 7. Halter und befestigte Nadel in zugelassenem Behälter für biologisch gefährlichen Abfall entsorgen.

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise


Vorkehrungen

- Vor der Benutzung warten, bis das Produkt Zimmertemperatur erreicht hat. Andernfalls kann es zu einer reduzierten Leistung kommen.
- Allgemeine gültige Vorkehrungen treffen. Benutzen Sie Handschuhe, Kittel, Augenschutz, andere persönliche Schutzausrüstung sowie Schutzmaßnahmen, die vor Blut spritzern, ausfließen Blut und mögliche, durch Blut übertragene Krankheitserreger schützen.

- Warnhinweise**
1. Alle biologischen Proben und spitzenförmigen Instrumente zur Blutentnahme (Lanzetten, Kanülen, Luer-Adapter und Blutentnahmesets) sind entsprechend den Richtlinien und Verfahren Ihrer Einrichtung zu handhaben. Bei Kontakt mit biologischen Proben (zum Beispiel durch eine Einstichverletzung) einen Arzt zu Rate ziehen, da Proben Hepatitis, HIV (AIDS) und andere Infektionskrankheiten übertragen können. Nutzen Sie die Sicherheitsfunktion, falls das Blutentnahmeset eine solche zur Verfügung stellt.
 2. Entsorgen Sie alle Blutentnahmesätze, von denen eine Verletzungsgefahr ausgeht, in durchdrichtesten, für Ihre Entsorgung zugelassen Behälter für biologisch gefährlichen Abfall.
 3. Nicht benutzen, wenn Fremdstoffe vorhanden sind.
 4. Kappe nicht wieder auf der Nadel anbringen. Die Kappe erneut anbringen erhöht das Risiko von Nadelstichverletzungen.

Negle til symboler

	Batchkode		Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget
	Katalognummer		Producent
	Læs brugsanvisningen		Steriliseret ved bestilling
	Må ikke genbruges		Brugsfrø
			Autoriseret repræsentant



DA
BD VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™ BLODINDSAMLINGSNÅL TIL FLERE BLODPRØVER
TILSIGTET BRUG
 BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Blodindsamlingsnål til flere blodprøver er en steril medicinsk enhed til engangsbrug, der er specielt beregnet til at blive brugt af uddannede sundhedspersonale til påtagning af venet blod fra den menneskelige krop til *in vitro*-diagnostisk undersøgelse.

Påkrævet udstyr, som ikke medfølger

- BD Vacutainer® Nålholder til engangsbrug [REF] 364815.
- BD Vacutainer® Blodprøvetube, som angivet på blodprøveanmodningen.
- Åræpse, renseserviet, gazebind, godkendt biohazard beholder.

Generel brugsanvisning
BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Blodindsamlingsnål til flere blodprøver

Bekræft, at forsejlingen er intakt - må ikke bruges, hvis den er beskadiget, eller efter udløbsdatoen.

1. Skru den hvide nålehætte af, og kasser den.
2. Mens du holder i den farvede nålehætte, så skru holderen på nålen. Sang fast, at nålen sidder godt fast, så den ikke trækker ud af holderen under brug.
3. Tag hatten af den intravenøse ende af nålen.
4. For at undgå beskadigelse af nålen skal hæften tages lige af og ikke i en vinkel.
5. Følg din afdelings procedure for venes blodindsamling.
6. For at indsamle blod i tuben:
 - Center tuben i holderen, når proppen gennemtrænges for at forhindre blod i at trænge ind i tubensiden og for at forl tidliglignende vakuumbt.