

LV

Lietošanas indikācijas

BD Vacutainer® Flashback asins ņemšanas adats ir sterila, vienreizlietojama medicīniska ierīce, kas īpaši paredzēta izmantošanai apmācītiem veselības speciālistiem atbilstoši lietošanas instrukcijām par varīkšu asins paraugu iegavi vakuumā asins ņemšanas strobīnos, lai veiktu in vitro diagnostiskus izmeklējumus. Šajā ierīcē tiek izmantota iekļūdes tehnoloģija, lai pārādātu, ka ir piekļuve vēnai.

Vajadzīgais aprīkojums, kas nav iekļauts komplektā

- BD Vacutainer® zīmola adatu turētājs.
- BD Vacutainer® asins ņemšanas strobīnu atbilstoši veicamojam izmeklējumam.
- Žogaus, tīrīšanas salvēte, marle, apstiprināta tvērtne bioloģisk bīstāmiem materiāliem.

Procedūra

- Turēt krāsaino adatas vāciņu, pagriežiet un noņemiet balto adatas vāciņu.
- Turēt krāsaino adatas vāciņu, uzskrūvējiet adatu turētāju.
- Pagriežiet un taisnā virzienā noņemiet krāsaino adatas vāciņu.
- Veiciet vēnas punkciju.
- Pirms asins parauga ņemšanas pagaidiet, kamēr iekļūdes kamera parādās asinīs, kas liecina par piekļuvi vēnai.
- Pāņemiet asins paraugu atbilstoši jūsu iestādes procedūrai. Pēc ņemšanas izņemiet adatu.
- Izmietiet adatu un turētāju apstiprinātā bioloģiski bīstama materiālu tvērtņē.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi

- Piesardzības pasākumi
 - IV adatu un pacienta nievevadības adatas gals ir sterils.
 - Izmantojiet izstrādājumu stabiās temperatūrās.
 - Izveidojot vispārīgus piesardzības pasākumus. Lietojot kausē, halītus, aukstos aizsardzības un citus personīgus aizsarglīdzekļus, ka arī konstrukciju paredzētos aizsarglīdzekļus, lai pasargātu no asins izsīkšanās, asins iztecēšanas un potenciālas saskāres ar patogēniem, kas atrodas asinīs.

Brīdinājumi

- Rīkoties ar visiem bioloģiskajiem paraugiem un asinīm priekšmetiem asins paraugu ņemšanai (lancetēm, adatām, Luera adapteriem un asins ņemšanas komplektiem) atbilstoši jūsu iestādes politikām un procedūram. Līdziet atbilstošu medicīniskā palīdzība, ja notiek saskare ar bioloģiskiem paraugiem (piemēram, iedurot), jo ar paraugiem var tikt pārnests hepatīta vīruss, HIV (AIDS) un citas infekcijas slimības. Izmantojiet visas drošības funkcijas, ja asins ņemšanas ierīcē tās ir.
- Izmietiet visus asins ņemšanai paredzētos asus priekšmetus prec caurduršanu izturīgās tvērtēs, kas apstiprinātas izmantošanai bioloģisk bīstamiem materiāliem.
- Neizmantojiet, ja redzami svešķermeņi.
- Atkārtoti neuzkūlī adatu/vāciņu. Atkārtotā vāciņa uzlikšana palielina adatas izraisītu trauma risku.
- Lietošanai tikai vienam pacientam. Atkārtotā lietošana var izraisīt infekciju vai citu slimību/traumu.
- Nelietot ierīci, ja sabojāta aizsargzūlīne.

Tespējamās ar procedūru saistītās komplikācijas

Tādāpat arī fibrotizācija atkā starpā saistītas komplikācijas kā vidēja smaguma nepatīkamas sajūtas, ievainājums veidošanās un asins izplūdums var rasties pacienta fizioloģiskā īpatnību, izvēlētas venipunktācijas/anotomiskās zonas un klīniskās pieredzes dēļ.

PT

Indicações para utilização

A agulha de coleta de sangue BD Vacutainer® Flashback é um dispositivo médico estéril de utilização única, especificamente destinado a ser utilizado por profissionais de saúde devidamente formados de acordo com as instruções de utilização para a coleta de múltiplas amostras de sangue para tubos de coleta de sangue por vácuo, para efeitos de testes de diagnóstico *in vitro*. O dispositivo inclui uma tecnologia de flash para indicar o acesso venoso.

Equipamento necessário não fornecido

- Suporte da agulha da marca BD Vacutainer®.
- Tubos de coleta de sangue BD Vacutainer®, conforme ditado por solicitação de teste.
- Torniquete, toalha/te de limpeza, gaze, recipiente aprovado para resíduos biológicos perigosos.

Procedimento

- Enquanto segura o tampão colorido da agulha, retire e remova o tampão branco da agulha.
- Enquanto segura o tampão colorido da agulha, enrosque o suporte na agulha.
- Rode e puxe o tampão colorido da agulha para fora em linha reta.
- Proceda à punção venosa.
- Verifique se existe sangue na câmara flash antes de colher amostras de sangue para indicar o acesso venoso.
- Proceda à coleta da amostra de sangue de acordo com os procedimentos da sua instituição. Retire a agulha da veia quando tiver terminado.
- Elimine a agulha e o suporte, colocando-os num recipiente aprovado para resíduos biológicos perigosos.

Precauções de segurança e de advertência

Precações

- A agulha IV e a extremidade sem doente da agulha são estéreis.
- Utilize o produto à temperatura ambiente.
- Siga as precauções universais. Utilize luvas, batas, proteção ocular, outros equipamentos protetores pessoais e controles de engenharia para proteger contra salpicos de sangue, fugas de sangue e potencial exposição a agentes patogénicos transmitidos pelo sangue.

Advertências

- Não utilize toda as amostras biológicas e instrumentos de coleta de sangue aguçados (lancetas, agulhas, adaptadores luer e conjuntos de coleta de sangue) de acordo com as políticas e procedimentos aprovados na sua instituição. Obtenha aconselhamento médico adequado em caso de exposição a amostras biológicas (por exemplo, através de uma picada), uma vez que as amostras podem transmitir hepatite viral, VIH (SIDA) ou outras doenças infecciosas. Se o dispositivo de coleta de sangue tiver funcionalidades de segurança, utilize-as.
- Elimine todas as "pontas afiladas" de coleta de sangue em recipientes aprovados para resíduos biológicos perigosos e que sejam resistentes a punção.
- Não utilize caso esteja presente material estranho.
- Não volte a colocar a tampa na agulha. Voltar a colocar a tampa aumenta o risco de ferimentos devido a picadas de agulha.
- Apenas indicação para a única utilização num único doente. A reutilização pode causar infecção ou outro desconforto.
- Não utilize o dispositivo se a etiqueta indicadora de violação estiver rasgada.

Possíveis complicações relacionadas com o procedimento: Podem ocorrer complicações frequentemente associadas à flebotomia, tais como, mas não limitadas a desconforto moderado, nádoas negras e hematomas, devido às características fisiológicas do doente, ao local anatómico/punção venosa escolhidos e à experiência clínica.

SK

Indikācija na použití

Uzdevums ir izmantot BD Vacutainer® Flashback ir sterilā vienreizvācu zārtnieciskā palīdzība specifiski uzdevam na pozitīve izkārtojumi zārtnieciskajiem dobumiem na otru vāciņāz variet risku na evokācijas skāimēv na obru kvi v sālās s nādoam na pozitīve na ūcēv diagnostiskēho testēvian na vtro. Palīdzība obruho tehnoloģijā zābēkšu, kora obruho vstuv na žilv.

Potrebni materiāli, kora nē je sālāsfora doāvāv

- Drāzka na ihlu zābēv BD Vacutainer®.
- Skūmāv na obru kvi BD Vacutainer®, ako ūvāvāvāvāv požāvāvāv na test.
- Tūmket, ēstācāv ūterkā, gāzv, sālāvānāv nādov na nebepeņv bioloģiskv oduv.

Postup

- Drāzāv fāreņv krov ihlv obruho bēlvv krovto ihlv a odustrānē hā.
- Drāzāv fāreņv krov ihlv na ihlu nakrātrēv drāzāv.
- Fāreņv krov ihlv obruho a potānāhne priamo dolv.
- Nāpāhnote žilv.
- Pozorvāte priatnostv krov v zābēskovj komore pred oduerom vzorkv krov, kora nāznāv vstuv na žilv.
- Oduberte vzorkv krov v sālās s postūpmi svovjv prāzvācīv. Po dokonēv vābete ihlv na žilv.
- Ihlu a drāzāv zālvjvādv na sālāvānēv nādov na bioloģiskv nebepeņv oduv.

Bezpeņnostv oduerāv na varonāv

Bezpeņnostv oduerāv

- IV ihlv a konec ihlv, krov nēje k pacientov, sū sterilē.
- Vvāvok pāvāvāvte pāv izovēv teple.
- Vsēoebēc prācovnē oduerāv. Pāvāvāvte rukāvēc, prācovnē plāstē, oduerānē okulāre, inē osobnē oduerānē pāvstādvj a tehnoloģiskē palīdzīv na oduvāv na pāvstiekāvāv krovu, ūnkv krov a potēncālāvnu vāvstāvnu krovvāv patogēnōv.

Varonāv

- So vsetkym biologickym vzorkami a ostrými predmetmi na obru kvi (lancety, ihly, adaptéry typu luer a sápravy na obru kvi) manipulujte v sálās s zāsdām a postūpmi svovjv prāzvācīv. Ak dāvjē k vstovjv bioloģiskv vzorkv (napr. cez ranu v pokōkē), vyhādvāte adekvātāv lekárvskv pomoc, ptečōv vzorkv mōžv pēnādv vrvovv hepatitidy, HIV (AIDS) alebo inē infekčné choroby. Ak so pomōckā na obru kvi doāvāv s akymkōlvk bezpeņnostvym vāvāvem, pozitīve hā.
- Všetky ostré predmety na obru kvi vyhādv na dābōv na bioloģiskv nebepeņv oduv odolnāv vōv vāpřechvnutu.
- Nepozuvāvte, ako sū pŕitonnē cudzēv teledā.
- Ihly znovu nezākvāvte. Opātōvnē zākvŕvte zvŕjvše rāvno porāvnenāv pŕichvnutm ihlou.
- Určenē na pozitīve na v jednēho pacienta. Opātōvnē pāvāvāvte mōžv vŕst k infekci alebo inē choroby/ zraneniv.
- Ak je štĕtok, ū ktorōh je viditeľnā manipulāciā, roztrhnŭtv pomōckā nepozuvāvte.

Možnē komplikāciē sālāsōv se zābōvkom:

Komplikāciē bēvz sālāsōv s flebotomiv, ako napríklad (ale nē len) mierne nepohodlie, tvorba modŕin a hemātōmā, sa mōžv vyskŕtnŭt v dōsledkv fizioloģickvch charakteristik pacienta, vāvbrānēho mēsta na obru žilvkv/ anatomickej štruktŭrv a klīnickvch skōsenostv.

TR

Kullanım Endikasyonları

BD Vacutainer® Flashback kan Toplama İğnesi, *in vitro* tansal testler için eğitimli sağlık uzmanları tarafından vakümü kan toplama tüpleri (eğer çöku kan numunesi toplandıysa) yönelik klinikal olarak teahmedikasyon uyumlu olarak kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Çihaz, vened erişim sağladığıym gösterir bir flash teknolojisi içerir.

Gerekli ancak Temin Edilmeyen Ekipmanlar

- BD Vacutainer® marka iğne tutucu.
- BD Vacutainer® kan toplama tüpleri, test tabelelini gerektirirdi kadar.
- Türniket, temizleme mendili, gazlı bez, anyalı biyolojik tehlikeli atık kabı.

Prosedür

- Renkli iğne kapamızı tutarak, beyaz iğne kapamızı çevirip çıkartın.
- Renkli iğne kapamızı tutarak, tutucuyu iğneye takın.
- Renkli iğne kapamızı çevirerek düz şekilde çekip çıkartın.
- Ven ponsiyonunu gerçekleştirin.
- Venöz erişim sağladığını doğrulamak için kan numunesini toplamadan önce flash hazinesinde kan olmasını dikkat edin.
- Tesisizim prosedürüne göre kan numunesini alın. Tamamlandıgında iğneyi venden çıkartın.
- İğneyi ve tutucuyu anyalı bir biyolojik tehlikeli atık kabına atın.

Güvenlik Önemleri ve Uyarılar

Önemler


- İğne ve hasta amaçlı olmayan iğne sterilidir.
- Ordo scaladığını kullanın.
- Evsenlemleri uyumak için. Kan sıçraması, kan sızıntısı ve kanla bulaşan patojenlere potansiyel maruziyetten koruyak için eldivenler, önüküler, göz kuruması, diğer kişisel koruyucu ekipman ve mühendislik kontrollerini kullanın.

Uyarılar


- Tüm biyolojik numuneleri ve kan toplama amaçlı kesici/delici aletleri (lanset, iğne, luer adaptör ve kan toplama seti) kurumunuzun politikalarına ve prosedürlerine uygun şekilde kullanın. Biyolojik numunelere maruz kalınmas durumunda (örneğin iğne batması ile) uygun tıbbi yardımı alın, bu tip numuneler viral hepatit, HIV (AIDS) veya diğer enfeksiyöz hastalıkları taşıyabilir. Kan toplama cihazına vasa, herhangi tasarlama güvenli delinmediği yanarancı.
- Kan toplama amaçlı tüm kesici/delici aletleri zıllı ve enyalanmış bir biyolojik tehlikeli atık kabına atın.
- Yabancı madde mevcutsa kullanmayın.
- İğnelerle tekrar kapak takmayın. Kapamızı tekrar takılması iğne batmasına neden olabilir.
- Yalnızca tek hastada kullanımı içindir. Tekrar kullanılması enfeksiyona veya diğer hastalıklara/etakiyatlara neden olabilir.
- Güvenlik etiketi yırtılmışsa kullanmayınız.

Prosedüre İlgili Olası Komplikasyonlar:


Hastanın fiziolojik karakteristilerine, seçilen ven ponsiyonu bölgesine/anatomik bölgeye ve klinik deneyime bağlı olarak hafif rahatsızlık, morarma ve hematoma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere flebotomi ile genel olarak ilişkili/dirilmiş komplikasyonlar meydana gelebilir.




Simbolu un marķējuma ziņu skaidrojums	
	Pilnvarotais pārstāvis
	Partijas kods
	Kataloga numurs
	Skatīt lietošanas instrukciju
	Nelietot atkārtoti
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
	Rotācija
	Sterilizēts, umtaņot apstākļos
	Izlietot līdz
	Uzmanīties no tiešiem saules stariem
	Sis izstrādājums nesatur dabiskā kaučuka lateksu
	Ar šo pusī uz augšu
	Trausks/rīkles uzmanīgi
	Nepirogēns
	bd.com/symbols-glossary



Simbolos e marcações	
	Representante Autorizado
	Código do lote
	Número de catálogo
	Consultar as instruções de utilização
	Não reutilizar
	Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Fabricante
	Esterilizado por irradiação
	Prazo de validade
	Cuidado de luz solar
	Este produto não contém látex de borracha natural
	Parte de cima
	Fridão/manusear com cuidado
	Não pirogênico
	bd.com/symbols-glossary



Vysvetlivky k symbolom a značkám	
	Autorizovaný zástupce
	Kód šarže
	Katalogové číslo
	Pozrite si návod na použitie
	Na jednorazové použitie
	Ak má pomôcka poškodenú obal, nepoužívajte ju
	Výrobca
	Sterilizované použitím rádiové
	Doba spotreby
	Výstraha
	Chráňte pred slnečným svetlom
	Výrobok neobsahuje prírodný gumi latex
	Touto stranou nahor
	Keďkoľ, narážajte opatrne
	Nepyrogéne
	bd.com/symbols-glossary



Simge ve İşaret Bilgisi	
	Yetkili Temsilci
	LOT
	Seri Kodu
	Katalog Numarası
	Kullanma Talimatına Bakınız
	Tekrar Kullanmayın
	Paket Hasarlıysa Kullanmayın
	Üretici
	İşinayıcıyı kullanırken sterilize ediniz
	Son Kullanma Tarihi
	Dikkat
	Güneş ışığından uzak tutun
	Bu ürün doğal kauçuk lateksi içermez
	Bu Taraf Yukarı Bakar
	Kolay kırılır, dikkatli kullanın
	Pirojenlik Değildir
	bd.com/symbols-glossary

NL

Indicaties voor gebruik

De BD Vacutainer® Flashback-bloedafnamenaal is een steriel medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik, dat specifiek is bedoeld om te worden gebruikt door getrainde zorgverleners volgens de gebruiksaanwijzing voor het verzamelen van meerdere bloedmonsters in vacuüm bloedpompbuisjes, voor *in-vitro* diagnostische tests. Het hulpmiddel bevat filterstechnologie om de veneuze toegang aan te duiden.

Versteite apparatuur niet meegeleverd

- Naalduhouder van het merk BD Vacutainer®.
- BD Vacutainer®-bloedpompbuisjes, afhankelijk van de testaanvraag.
- Tourniquet, reinigingsdoekje, gaas, goedgekeurde container voor biologisch gevaarlijk afval.

Procedure

- Draai en verwijder de witte naalddop terwijl u de gekleurde naalddop vasthoudt.
- Schroef de houder op de naal terwijl u de gekleurde naalddop vasthoudt.
- Draai en trek de gekleurde naalddop er recht af.
- Voer de venapunctie uit.
- Controleer of er bloed in de flitskamer aanwezig is voordat het bloedpreparaat wordt verzameld om de veneuze toegang aan te duiden.
- Neem het bloedmonster af volgens de procedure van uw instelling. Verwijder de naald uit de ader wanneer de procedure is voltooid.
- Gooi de naald en de houder weg in een goedgekeurde container voor biologisch gevaarlijk afval.

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

Voorzorgsmaatregelen

- De IV-naald en het uitletende dat niet aan de kant van de patiënt zit, zijn steriel.
- Gebruik het product bij kamertemperatuur.
- Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Draag handschoenen, een laboratoriumjas, oogscherming en andere persoonlijke beschermende uitrusting en neem maatregelen om uzelf te beschermen tegen bloedsplatters, bloedlekage en mogelijke blootstelling aan pathogenen in bloed.

Waarschuwingen

- Alle biologische monsters en bij de afname van bloed gebruikte scherpe instrumenten (scalpels, naalden, Luer-adapters en bloedverzamelsets) volgens het beleid en de procedures van uw instelling behandelen. Vraag om de gepaste medische hulp in het geval van enige blootstelling aan biologische monsters (bijv. door prikkels), daar monsters virale hepatitis, HIV (AIDS) of andere besmettelijke ziekten kunnen overdragen. Neem de veiligheidsmaatregelen die het instrument voor bloedafname voorschrijft.
- Voer alle scherpe instrumenten voor bloedafname af in de aangewezen sijnbestedige afvalcontainers voor biologisch gevaarlijk afval.
- Gebruik ze niet indien er vreemd materiaal aanwezig is.
- Naalden niet opnieuw afdoppen. Opnieuw afdoppen verhoogt het risico op prik schade.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt. Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziekten/soorten letsel.
- Gebruik het apparaat niet als het sabotagebestendige label is gescheurd.

Mogelijke complicaties bij de procedure:

Afhankelijk van de fysiologische kenmerken van de patiënt, gekozen aderpunctie/anatomische locatie en medische ervaring kunnen zich complicaties voordoen die vaker voorkomen bij flebotomie, zoals, maar niet beperkt tot, matig ongemak, blauwe plekken en hematoom.

RO

Indicații de utilizare

Acuț pentru recoltarea sângelui BD Vacutainer® Flashback este un dispozitiv medical steril de unică folosință destinat în mod specific utilizării de către cadre medicale instruite conform instrucțiunilor de utilizare pentru recoltarea unor probe multiple de sânge în erubete vidate de recoltare. În scopul analizelor diagnostice in vitro. Dispozitivul este dotat cu o tehnologie de vaporizare pentru a indica accesul în venă.

Echipamentul necesar nu este furnizat

- Suport pentru ace marca BD Vacutainer®.
- Eprubete de recoltare a sângelui BD Vacutainer® conform cerințelor analizei.
- Scara, tampon pentru curățare, tefon, recipient aprobat pentru materiale biologice periculoase.

Procedură

- Prindeți capacul colorat al acului, răsușiți și îndepărtați capacul alb al acului.
- Trânăd de capacul colorat al acului, insușuăți suportul pe ac.
- Răsuciți și trageți în linie dreaptă capacul colorat al acului.
- Efectuați punctia venei
- Observați prezența sângelui în camera de vaporizare, care indică accesul în venă, înaintea de a colecta proba de sânge.
- Recoltați proba de sânge conform procedurii unității dvs. La final îndepărtați acul din venă.
- Eliminați acul și suportul într-un container aprobat pentru deșuri biologice periculoase.

Precauții de siguranță și avertizare

Măsuri de precauție

- Acuț intravenos și capătul care nu intră în contact cu pacientul sunt sterili.
- Utilizați produsul la temperatura camerei.
- Utilizați măsuri de precauție universale. Utilizați mănuși, halate, dispozitive de protecție pentru ochi, alte echipamente individuale de protecție și dispozitive tehnice pentru a preveni stropirea cu sânge, scurgerea sângelui și expunerea potențială la patogeni sanguini.

Avertizări

- Manevrați toate probele biologice și articolele ascuțite folosite la recoltare (bișturiuri, ace, adaptoare luer și seturi de recoltare a sângelui) conform politicilor și procedurilor unității dvs. Solicitați asistență medicală adeatăă în cazul oricărei expuneri la probe biologice (de exemplu print-o plagă înțepată), întrucât probele pot transmite hepatita virală, HIV (SIDA) sau alte boli infecțioase. Utilizați caracteristicile tehnice de siguranță, dacă dispozitivul de recoltare a sângelui este prevăzut cu acestea.
- Eliminați toate dispozitivele ascuțite de recoltare a sângelui în recipiente pentru deșuri biologice periculoase, rezistente la perforare, aprobate pentru eliminare acestora.
- Nu utilizați dispozitivul dacă sunt prezente materiale străine.
- Nu recopeniți acele. Recopenirea acelor mărește riscul de vătămare prin înțepare cu acul.
- Destinat utilizării exclusiv la un singur pacient. Reutilizarea poate duce la infecție sau alte îmbolnăviri vătămări.
- Nu utilizați dispozitivul dacă eticheta maror este ruptă.

Complicații posibile legate de procedură: Pot apărea complicații asociate de regulă cu flebotomia, cum ar fi disconfort moderat, plagă contuză și hematom, dar fără a se limita la acestea, datorită caracteristicilor fiziologice ale pacientului, locului selectat pentru punctia venei și experienței clinice.

SL

Indikacije za uporabo

Igla za odvzem krvi BD Vacutainer® Flashback je sterilni medicinski pripomoček za enkratno uporabo, namenjen posebej za uporabo usposobljenih zdravstvenih delavcev v skladu z navodili za uporabo za odvzem več vzorcev krvi v erubetah za odvzem krvi, za namene diagnostičnega testiranja *in vitro*. Pripomoček ima vgrajeno bliskovno tehnologijo za označevanje venskega dostopa.

Potrebna oprema ni priložena

- Držalo za iglo znamke BD Vacutainer®.
- Epruvete za odvzem krvi BD Vacutainer®, kot določa zahteva za testiranje.
- Zažemka, čistilni robček, gaze, odobrena posoda za biološko nevarne odpadke.

Naudojimo indikacijos

„BD Vacutainer® Flashback“ kraujo paėmimo adatu yra sterili, vienkartinė, medicinos priemonė, konkrečiai skirta naudoti išmokytiems sveikatos priežiūros specialistams pagal naudojimo instrukcijas, kuriose nurodoma, kaip patinai kelti kraują mėginiui į tuščius kraujo paėmimo mėgintuvėlius *in vitro* diagnostinių tyrimų tikslais. Priemonė apima greitą optikimo technologiją, skirtą prieigai prie venos nurodyti.

Nepaiteikta reikalinga įranga

- BD Vacutainer™ prekęs ženklo adatos laikiklis.
- BD Vacutainer™ kraujo paėmimo mėgintuvėliai, nurodyti pagal reikalingą tyrimą.
- Turistikas, valymo šluostė, marlė, patvirtinta talpyklė, skirta biologiskai pavojingoms atliekoms.

Procedūra

- Laikydami spalvotą adatos gaubtelį, pasukite ir nuimkite baltą adatos gaubtelį.
- Laikydami spalvotą adatos gaubtelį, užsiekite laikiklį ant adatos.
- Pasukite ir nuimkite spalvotą adatos gaubtelį, traukdami jį tiesiai.
- Atlikite venos punkciją.
- Priėj paėmimo kraujo mėginį, stebėkite kraujo buvimą greitai optikimo kameroje, kur nurodoma prieiga prie venos.
- Paimkite kraują mėginį pagal savo įstaigos protokolus ir reikavimus. Baigę, ištraukite adatą iš venos.
- Išmeskite adatą ir laikiklį į patvirtintą talpyklę, skirtą biologiskai pavojingoms atliekoms.

Saugos atsargumo priemonės ir įspėjamosios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės

- Intraveninė adata ir iš paciento nesiliečiantis adatos galukas yra sterilus.
- Gaminį naudokite kambario temperatūroje.
- Talpykles atsargiosia atsargumo priemonės. Kad apsaugotumėte nuo apsitokiusio kraujo, išsiliejusio kraujo ir galimo sąlyčio su kraujo patogenais, išvairių pirstinės, dėvėkite chulatus, naudokite akių apsaugą ir kitas asmenines apsaugas priemones bei inžinerines kontrolės priemonės.

Įspėjimai

- Visus biologinius mėginius ir kraujo paėmimo „smaigalius“ (lancetus, adatas, Luerio adapterius ir kraujo paėmimo rinkinius) naudokite laikinaišiesi savo įstaigos politikos ir procedūrų reikalavimų. Įvykus sąlyčiui su biologiniais mėginiais (pvz., per punkcijos pažeidimą), kreipkitės tinkamos medicininės pagalbos, nes mėginiai gali perduoti virusinį hepatitą, ŽIV (AIDS) ar kitos užkrečiamas ligas. Naudokite bet kūrį sąsajos inžinerijos funkciją, jeigu kraujo paėmimo priemonėje tokia yra.
- Išmeskite virus kraujo paėmimo „smaigalius“ į nuo įėjimo apsaugančius talpykles, skirtas biologiskai pavojingoms atliekoms, patvirtintoms išmesti šiems objektams.
- Nenaudokite, jei yra pašalinį objektų.
- Neužderkite adatų pakartotinai. Pakartotinai uždenqiant, padidėja rizika įsidiurti adata.
- Skirti naudoti tik vienam pacientui. Naudojant pakartotinai, gali pasireikšti infekcija ar galimas sąsijutį / susulioti.
- Nenaudokite priemonės, jei nuo sugadinimo apsauganti etiketė suplyšusi.

Galimos su procedūra susijusios komplikacijos

Šie fobtomai dažnai siejamos komplikacijos, tokios kaip vidutinio stiprumo disforfotizmas, kraujosruvos ir hematoma (taciau tuo neapsiriboją), gali pasireikšti dėl paciento fiziologinių sąvybių, pasirinktos venos punkcijos / anatominės vietos ir klinikinės procedūros atlikimo patirties.

HR

Indikacije za uporabu

Igla za vadenje krvi BD Vacutainer® Flashback je sterilna, jednokratna medicinska naprava posebno namijenjena za upotrebu prema uputama za obučene zdravstvene djelatnike za prikupljanje višestrukih uzoraka krvi za zatvorene epurivete s potdlakom u svrhu dijagnostičkog testiranja *in vitro*. Naprava uključuje flash tehnologiju koja označava venski pristup.

Potrebna oprema koja nije uključena

- Držak iple marke BD Vacutainer®.
- Držak iple za prikupljanje krvi BD Vacutainer® kako to propisuje pravila testiranja.
- Čvrsti podvez, maramica za čišćenje, gaza, propisani spremnik za biološki opasan otpad.

Postupak

- Zaokrenite i skinite bijelu kapicu iple tako da pri tome držite kapicu iple u boji.
- Držite kapicu iple u boji, zavrnite držak na iple.
- Odmah okrenite i izvucite kapicu iple u boji.
- Punktirajte venu.
- Prije uzimanja uzorka krvi učinite prisustvo krvi u flash kamori kao biste naznačili venski pristup.
- Uzмите uzorak krvi u skladu s postupkom vaše ustanove. Nakon dovršetka izvadite iglu iz vene.
- Odložite iglu i držak u odobreni spremnik za biološki opasan otpad.

Sigurnosne mjere opreza i upozorenja

Mjere opreza

- Intravenska igla i kraj iple suprotno od pacijenta su sterilni.
- Upotrebite javojte proizvodi na sobnoj temperaturi.
- Primijenjajte oprećivajućene mjere opreza. Upotrebite javojte rukavice, pregoče, zaštitu za oči, očnaštitnu opremu i tehničke kontrole loka biste se zaštitili od kontakta s krvlju i potencijalne izloženosti patogenima koji se njome prenose.

Upozorenja

- Sa svim biološkim uzorcima i oštrim rubovima naprava za prikupljanje krvi (lancete, iple, adapteri Luer i kompleti za prikupljanje krvi) rukuje s pravilima i procedurama vaše ustanove. Zatrdžite odgovarajuću medicinsku pomoć u slučaju izloženosti biološkim uzorcima (npr. putem uodne rane) budući da uzori mogu prenijeti virusni hepatitis, HIV (AIDS) ili druge zarazne bolesti. Ako uređaj za uzimanje krvi ima tehničke sigurnosne značajke, iskoristite ih.
- Bacite sve oštre predmete za uzimanje krvi u odgovarajući neprobijni spremnik za biološki opasan otpad.
- Nemojte koristiti ako sadrže strane tvari.
- Nemojte ponovno zatvarati iple. Ponovno zatvaranje povećava rizik od ozljede uslijed uboda iglom.
- Namijenjeno samo za upotrebu na jednom pacijentu. Ponovna upotreba može izazvati infekciju ili drugu bolest/zarazu.
- Ne koristite naprava ako je sigurnosna naljepnica poderala.

Potencijalne komplikacije povezane s postupkom:

Zbog fizioloških karakteristika pacijenta, odobranog mjesta punkcije vene/anatomije i kliničkog iskustva liječnika, mogu se pojaviti komplikacije koje su obično povezane s flebotomijom, kao što su: između ostaloga, umjerna nelagodja, modrice i hematomi.

DE

Indikationen
Die BD Vacutainer® Flashback Blutentnahmekanüle ist ein steriles Einmal-Medizinprodukt, das speziell für die Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal gemäß der Gebrauchsanweisung zur Entnahme mehrerer Blutproben in Vakuum-Blutentnahmeröhrchen zur *In-vitro*-Diagnostik vorgesehen ist. Das Produkt verfügt über eine Flash-Technologie, um den Venenzugang anzuzeigen.

Erforderliche, nicht mitgelieferte Geräte

- Kanülenhalter der Marke BD Vacutainer®.
- BD Vacutainer® Blutentnahmeröhrchen, je nach Testanforderung.
- Tourniquet, Reinigungstüpfel, Gaze, zugelassener Gefäßstoffbehälter.

Verfahren

- Den farbigen Kanülschutz festhalten und den weißen Kanülschutz drehen und entfernen.
- Den farbigen Kanülschutz festhalten und den Halter auf die Kanüle schrauben.
- Den farbigen Kanülschutz drehen und gerade abziehen.
- Die Venenpunktion durchführen.
- Vor der Entnahme von Blutproben die Flash-Kammer auf Vorhandensein von Blut überprüfen, um den Venenzugang zu bestätigen.
- Die Blutprobe gemäß dem in der entsprechenden Einrichtung etablierten Verfahren entnehmen.
- Anschluss der Nadel aus der Vene ziehen.
- Kanüle und Halter in einem zugelassenen Gefäßstoffbehälter entsorgen.

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Infusionskanüle und das patientenabgewandte Kanülenende sind sterili.
- Das Produkt bei Raumtemperatur verwenden.
- Es sind allgemeingültige Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden. Handschuhe, Kittel, Augenschutz und sonstige persönliche Schutzausrüstungen sowie technische Kontrollen zum Schutz vor Blutspritzern, auslaufendem Blut und durch Blut übertragenen Pathogenen verwenden.

Warnhinweise

- Alle biologischen Proben und Blutentnahmegерäte mit spitzen oder scharfen Komponenten (Lanzetten, Kanülen, Luer-Adapter und Blutentnahmesets) müssen entsprechend den für die jeweilige Einrichtung geltenden Bestimmungen und Verfahren gehandhabt werden. Im Fall eines Kontakts mit biologischen Proben (z. B. Stichverletzung durch Kanüle) entsprechenden ärztlichen Rat einholen, da diese Proben potenzielle Überträger von Virushepatitis, HIV (AIDS) oder anderen Infektionskrankheiten sind. Falls das Blutentnahmegерät eine Sicherheitsvorrichtung aufweist, wird deren Verwendung dringend empfohlen.
- Alle scharfen/spitzen Produkte für die Blutentnahme in durchstichsicheren Gefäßstoffbehältern entsorgen.
- Keine Rührchen verwenden, in denen sich Fremdpartikel befinden.
- Den Kanülschutz nicht erneut aufsetzen. Das erneute Aufsetzen erhöht das Risiko einer Nadelstichverletzung.
- Nur für einen einzelnen Patienten. Eine Wiederverwendung kann zu einer Infektion oder anderen Erkrankungen/Verletzungen führen.
- Das Produkt nur verwenden, wenn das manipulationssichere Etikett intakt ist.

Mögliche verfahrensbedingte Komplikationen:

Komplikationen, die häufig bei einer Venenpunktion auftreten, wie z. B. leichte Schmerzen, Blutergüsse und Blutungen, können sich durch die physiologischen Eigenschaften des Patienten, die gewählte Venenpunkionsstelle am Körper und die klinische Erfahrung der ausführenden Person ergeben.

CS

Indikace k použití

Jehla pro odběr krve BD Vacutainer® Flashback je sterilní, jednorázový zdravotnický prostředek speciálně určený k použití výkonnými zdravotnickými pracovníky v souladu s návodem k použití pro odběr více vzorků krev do evakuovaných zkumavek pro odběr krve za účelem diagnostického testování *in vitro*. Prostatek zahrnuje technologii flash k indikaci žilního přístupu.

Požadované vybavení, které není dodáváno

- Držák jehly značky BD Vacutainer®.
- Zkumavky pro odběr krve BD Vacutainer®, die požadavků testu
- Skřídlo, čistící utěrka, gáza, schválená nádoba na biologicky nebezpečný odpad

Postup

- Uchopte barevný kryt jehly, otčítej am ji odstraněte bílý kryt jehly.
- Zatímco stále držíte barevný kryt jehly, našroubujte na jehlu držák.
- Otočte barevným krytem jehly a přímým pohybem jej sejmete.
- Proveďte venepunkci.
- Před odebráním vzorku krev zjistěte, zda je krev přítomna ve flash komoře, abyste indikovali žilní přístup.
- Odeberte vzorek krve v souladu s postupem svého pracoviště. Po dokončení vyjměte jehlu ze žíly.
- Jehlu a držák odložte do schválené nádoby na biologicky nebezpečný odpad.

Bezpečnostní opatření a varování


Bezpečnostní opatření

- Nitrožilní jehla a konec jehly, který není v kontaktu s pacientem, jsou sterilní.
- Produkt používejte při pokojové teplotě.
- Dodržujte obecná bezpečnostní opatření. Používejte rukavice, pláště, ochrannou oči, další pomůcky osobní ochrany a konstrukční prvky k ochraně před vystříknutou krví, prosakující krví a případnou expozicí patogénům přeneseným krví.

Varování

- Ve všem biologickým vzorky a ostrými pomůckami k odběru krve (lancety, jehly, adaptéry luer a soupravy pro odběr krve) zacházejte v souladu s předpisy a postupy platnými na vašem pracovišti. V případě jakékoli expozice biologickým vzorkům (např. při poranění pokožky) vyhledejte adekvátní lékařskou pomoc, protože vzorky mohou přenést virovou hepatitidu, HIV (AIDS) či jiné infekční choroby. Využijte veškeré funkce sloužící k zajištění bezpečnosti, pokud je prostředek pro odběr krve poškozen.
- Odeďte všechny ostré pomůcky pro odběr krve do nádob na biologicky nebezpečný odpad oddalých proti proděravění a schválených pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu.
- Nepoužívejte, pokud se uvnitř nachází cizorodé těleso.
- Na jehly znovu nenazouzejte křt. Opětovné nasazení krytu zvyšuje riziko poranění jehlou.
- Určeno pro použití pouze u jednoho pacienta. Opakované používání může zapříčinít infekci nebo jiné onemocnění/poranění.
- Nepoužívejte prostředek, pokud je porušen štítek upozorňující na manipulaci.

Potenciální komplikace související s postupem:
Může do se stáhnout z čestio asociirány s flebotomií komplikace obvyklé spojené s flebotomií, jako například mírné nepohodlí, podlitiny a hematomy.



Simbolų ir ženklų reikšmė	
	Įgaliotasis atstovas
	Partijos kodas
	Katalogo numeris
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Nenaudoti pakartotinai
	Nenaudoti, jei pakavė pažeista
	Gaminys
	Sterilizavta švitinimo metodu
	Naudoti iki
	Saugoti nuo tiesioginio saulės spindulio
	Ne gaminti sudėtyje nėra natūralaus gumos latekso
	Šiu puse aukštyn
	Dižtomas, egrtis atsargiai
	Nepigrosnis
	bd.com/symbols-glossary

Indicazioni per l'uso

L'ago per il prelievo del sangue BD Vacutainer® Flashback è un dispositivo medico sterile, monouso, specificamente destinato ad essere utilizzato da professionisti sanitari qualificati, in conformità con le istruzioni per l'uso, per il prelievo di più campioni di sangue in provette per il prelievo del sangue suvuate, ai fini di test diagnostici *in vitro*. Il dispositivo incorpora una tecnologia flash per indicare l'accesso venoso.

Attrezzatura richiesta non fornita

- Porta aghi di marca BD Vacutainer®.
- Provette per il prelievo del sangue BD Vacutainer®, come dettato da richiesta di prova.
- Laccio emostatico, salvietta detergente, gaza, contenitore per rifiuti a rischio biologico approvato.

Procedura

- Impugnando il cappuccio colorato dell'ago, torcere e rimuovere il cappuccio bianco dell'ago.
- Impugnando il cappuccio colorato dell'ago, avvitare il porta aghi sull'ago.
- Ruotare e rimuovere direttamente il cappuccio colorato dell'ago.
- Eeguire la venipuntura.
- Verificare la presenza di sangue nella camera flash prima di prelevare il campione di sangue per indicare l'accesso venoso.
- Prelevare il campione di sangue conformemente alla procedura prevista dalla propria struttura. Al termine del prelievo, rimuovere l'ago dalla vena.
- Smaltire l'ago e il porta aghi in un contenitore per rifiuti a rischio biologico approvato.

Precauzioni sulla sicurezza e avvertenze

Precauzioni

- L'ago IV e la punta dell'ago non paziente sono sterili.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.
- Seguire le precauzioni universali. Utilizzare guanti, comici, occhiali protettivi, altri dispositivi di protezione personale e gli opportuni controlli tecnici per proteggersi da spruzzi a fuoriuscite di sangue e dall'eventuale esposizione ai patogeni presenti nel sangue.

Avvertenze

- Gestire tutti i campioni biologici e i dispositivi taglienti per il prelievo del sangue (lancette, aghi, adattatori per luer e set per il prelievo del sangue) secondo le direttive e le procedure del proprio istituto. Sottoporsi agli opportuni accertamenti diagnostici in caso di esposizione a campioni biologici (ad es. punture accidentali), poiché i campioni possono trasmettere epatite virale, HIV (AIDS) o altre malattie infettive. Sfruttare le eventuali caratteristiche di sicurezza progettate, se comprese nel dispositivo per il prelievo del sangue.
- Eliminare tutti i dispositivi taglienti per il prelievo del sangue negli appositi contenitori per lo smaltimento dei materiali biologicamente pericolosi.
- Non utilizzare le provette nel caso si noti al loro interno la presenza di materiale estraneo.
- Non applicare nuovamente i cappucci sugli aghi. Tale applicazione aumenta il rischio di lesioni provocate dall'ago.
- Previsto esclusivamente per l'uso monopaziente. Il riutilizzo può causare infezione o altre patologie/lesioni.
- Non utilizzare il dispositivo se l'etichetta mostra segni evidenti di manomissione.

Poteniali complicazioni correlate alla procedura:

Possono verificarsi le complicanze comunemente associate alla flebotomia, quali, a titolo puramente indicativo, un moderato disagio, ecchimosi ed ematoma a causa delle caratteristiche fisiologiche del paziente, del sito prescelto di prelievo venoso/anatomico.

FR

Indications

L'aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer® Flashback est un dispositif médical stérile à usage unique, spécialement conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé formés conformément aux instructions d'utilisation relatives au prélèvement de plusieurs échantillons de sang dans des tubes de prélèvement sanguin sous vide, à des fins de tests de diagnostic *in vitro*. Le dispositif intègre une technologie flash pour indiquer l'accès veineux.

Matériel requis mais non fourni

- Porte-aiguille de marque BD Vacutainer®.
- Tubes de prélèvement sanguin BD Vacutainer®, comme indiqué dans la demande de test.
- Gazette, lingette nettoyante, gaze, récipient approuvé pour les objets contaminés.

Méthode

- Tout en maintenant le capuchon d'aiguille coloré, tourner et ôter le capuchon blanc de l'aiguille.
- Tout en maintenant le capuchon d'aiguille coloré, visser le porte-aiguille sur l'aiguille.
- Tourner et tirer le capuchon d'aiguille coloré d'un coup.
- Réaliser la ponction veineuse.
- Vérifier la présence de sang dans la cavité flash avant de recueillir l'échantillon de sang pour indiquer l'accès veineux.
- Prélever l'échantillon de sang conformément à la procédure en vigueur au sein de l'établissement.
- Retirer l'aiguille de la veine une fois terminé.
- Éliminer l'aiguille et le porte-aiguille dans un récipient approuvé pour les objets contaminés.

Précautions de sécurité et avertissements

Précautions

- L'aiguille IV et l'extrémité de l'aiguille non reliée au patient sont stériles.
- Utiliser le produit à température ambiante.
- Adopter les précautions universelles. Utiliser des gants, blouses, lunettes de protection et autre équipement de protection individuelle ainsi que des moyens mécaniques pour se protéger des projections de sang, des fuites de sang et de l'exposition éventuelle aux agents pathogènes à diffusion hématoène.

Avertissements

- Manipuler tous les échantillons biologiques et les « objets pointus ou tranchants » destinés au prélèvement sanguin (lancettes, aigulles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin) conformément aux réglementations et procédures en vigueur dans l'établissement. S'adresser à un médecin en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple, une blessure provoquée par une piqûre d'aiguille), étant donné que ces échantillons peuvent transmettre une hépatite virale, le SIDA (VHI) ou d'autres maladies infectieuses. Si le dispositif de prélèvement sanguin comporte un mécanisme de sécurité, utiliser celui-ci.
- Éliminer tous les « objets pointus ou tranchants » utilisés pour le prélèvement sanguin dans des récipients pour déchets contaminés, résistants à la perforation et approuvés pour leur mise au rebut.
- Ne pas utiliser en présence de corps étrangers.
- Ne pas remettre le capuchon sur les aiguilles, car cela augmente le risque de blessure avec une pointe d'aiguille.
- Destiné à un usage sur un seul patient uniquement. La réutilisation du dispositif peut entraîner des infections ou d'autres maladies/blessures.
- Ne pas utiliser le dispositif si l'étiquette inviolable est déchirée.

Complications possibles associées à cette méthode :

Des complications généralement associées à la phlébotomie, telles que, sans s'y limiter, une gêne modérée, des ecchymoses et des hématomes, peuvent survenir selon les caractéristiques physiologiques du patient, le site de ponction veineuse/anatomique choisi et l'expérience clinique du médecin.

DA

Indikationer

BD Vacutainer® Flashback-blodtapningsnålen er en steril, medicinsk engangsanordning, som er specifikt beregnet til at blive anvendt af uddannede sundhedspersonale i overensstemmelse med brugsanvisningen til indsamling af flere blodprøver i evakuerede blodtapningsglas med henblik på *in vitro*-diagnostisk testning. Produktet er udformet med en flash-teknologi til angivelse af venøs adgang.

Påkrævet udstyr som ikke medfølger

- BD Vacutainer®-nåleholder.
- BD Vacutainer®-blodtapningsglas, alt efter hvad testen kræver.
- Åræspres, spritserviet, gaze, godkendt beholder til biologisk farligt materiale.

Procedure

- Hold i den farvede nålehætte, og drej den hvide nålehætte far at fjerne den.
- Hold i den farvede nålehætte, og skr holderen på nålen.
- Drej den farvede nålehætte, og træk den lige af.
- Udfør venepunktur.
- Hold øje med, om der er blod i flash-kammeret, inden indsamling af blodprøven for at angive venøs adgang.
- Udfør blodprøvetagning i henhold til institutionens procedurer. Fjern nålen fra vena, når det er gjort.
- Bortskaf nålen og holderen i en godkendt beholder til biologisk farligt materiale.

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler


- IV-nålen og ikke-patientnålen ende er sterile.
- Produktet skal anvendes ved stuetemperatur.
- Overhold universelle forholdsregler. Brug handsker, operationskittel, øjensvern, andre personlige værnemidler og tekniske betjeningselementer for at beskytte mod blodstænk, blodlækage og mulig eksponering for blodbårne patogener.

Advarsler


- Alle biologiske prøver og skarpe genstande i forbindelse med blodtapning (fingerprikkere, nåle, lueradapter og blodtapningsset) skal håndteres i overensstemmelse med hospitalets regler og procedurer. Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eventuel eksponering for biologiske prøver (for eksempel gennem en stikskade), da prøverne kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller andre smitsomme sygdomme. Følg blodtapningsudstyrets sikkerhedsforskrifter, hvis sådan foreligger.
- Bortskaf alle blodtapnings sætets skarpe del i punktsikre beholdere til biologisk farligt affald, som er godkendt til bortskaffelse af disse.
- Må ikke anvendes, hvis der er fremmedlegemer til stede.
- Sæt ikke hætte på nålene igen. Risikoen for nålestikskade forøges, hvis hættet sættes på igen.
- Udelukkende beregnet til brug til en enkelt patient. Genbrug kan føre til infektion eller anden sygdomskade.
- Dette produkt indeholder ikke naturligt gummelatex (lætex)
- Udstyret må ikke anvendes, hvis forsøgelsesmærket er revet over.

Potentielle procedurerelaterede komplikationer:


Komplikationer, som almindeligt forbindes med flebotomi - herunder, men ikke begrænset til, moderat ubehag, blå marker og hematoma - kan forekomme som følge af patientens fysiologiske karakteristika, det valgte venepunktursted/ anatomiske sted samt den kliniske erfaring.



Significato dei simboli	
	Rappresentante autorizzato
	Codice di lotto
	Numero di catalogo
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non riutilizzare
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Produttore
	Sterilizzato mediante radiazioni
	Data di scadenza
	Attenzione
	Proteggere dalla luce solare
	Il prodotto è libero da lattice
	Alto
	Fragile, maneggiare con cura
	Aprigeno
	bd.com/symbols-glossary



Légende et marquage	
	Représentant autorisé
	Code du lot
	Numéro de référence
	Consulter le mode d'emploi
	Ne pas réutiliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Fabricant
	Stérilisé par irradiation
	Date de péremption
	Attention
	Attention à l'abri de la lumière du soleil
	Ce produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
	Vers le haut
	Fragile, manipuler avec précaution
	Aprégène
	bd.com/symbols-glossary



Nøgle til symboler og mærker

 Autoriseret repræsentant

 Batchkode

 Katalognummer

 Læs brugsanvisningen

 Må ikke genbruges

 Må ikke bruges, hvis
emballagen er beskadiget

 Producent

 Steriliseret med bestråling

 Brug før

 Forsigtig

 Holdes væk fra sollys

 Dette produkt indeholder
ikke naturligt gummitæks

 Denne side op

 Skærbøj, håndteres forsigtigt

 Ikke-pyrosol

 bd.com:symbols-glossary