

# Incidin™ OxyWipe NG



**PL ZASTOSOWANIE:** Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji jako środek biobójczy: do powierzchni ogólnych.

**Instrukcja użycia:** Chusteczki gotowe do użycia. Wyjąć jedną chusteczkę. Dokładnie przetrzeć powierzchnię, upewniając się, że środek pokrył wszystkie miejsca i pozostawić do wyschnięcia. Należy przestrzegać zalecanego czasu działania w określonych warunkach dla osiągnięcia wymaganej skuteczności mikrobójczej. Po wyjęciu zamknąć wieczko. Nie używać chusteczek ponownie. Właściwości dezynfekcyjne nie mogą być zagwarantowane w takim przypadku. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie substancji utleniających, czyli np. powierzchnie marmurowe, miedziane lub mosiężne. Należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego.

**Wyrob medyczny.** Wszelkie poważne incydenty powstałe w wyniku stosowania wyrobu medycznego należy zgłaszać wytwórcy oraz właściwemu organowi państwowemu.

**Roztwór nasączający:** 100g produktu zawiera następujące substancje czynne: 2,0g Nadtlenek wodoru, 0,5g Fenoksietanolu.

**Produkt biobójczy.** Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 9421/23. Chusteczki dezynfekcyjno-myjące nasączone płynem, gotowe do użycia, przeznaczone do wszystkich rodzajów powierzchni niemających kontaktu z żywnością, także w obszarze medycznym, o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym i bójczym wobec prątków gruczołowych, ograniczonym wirusobójczym wobec Adenowirusa, Norowirusa, Rotawirusa, Poliowirusa SV 40 i wirusów osłonionych. Tylko do użytku profesjonalnego.

**Substancje czynne:** 100 g płynu, którym nasączone są chusteczki zawiera 2 g nadtlenu wodoru, 0,5 g 2-fenoksietanolu. Sposób użycia: Chusteczki gotowe do użycia. Wyjąć jedną chusteczkę. Dokładnie przetrzeć powierzchnię, upewniając się, że środek pokrył wszystkie miejsca i pozostawić do wyschnięcia. Przestrzegać zalecanego czasu działania dla uzyskania pożądanego działania mikrobójczego. Po wyjęciu zamknąć wieczko. Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie substancji utleniających, czyli np. powierzchnie marmurowe, miedziane lub mosiężne. Skuteczność biobójcza: Działanie bakteriobójcze i drożdżobójcze zgodnie z EN 16615\* w 1 min. Grzybobójcze wg EN 16615\* w 5 min. Prątkobójcze, bójcze wobec prątków gruczołowych zgodnie z EN 16615\* w 15 min. Bakteriobójcze wg EN 13727\* w 1 min. Drożdżobójcze wg EN 13624\* w 2 min. Grzybobójcze wg EN 13624\* w 15 min. Prątkobójcze, bójcze wobec prątków gruczołowych zgodnie z EN 14348\* w 30 min. Skuteczny przeciw wirusom osłonionym wg EN 14476\* w 5 min. Ograniczony zakres aktywności wirusobójczej wg EN 14476 w 30 min. Działanie wirusobójcze wobec Adenowirusa zgodnie z EN 14476\*\* w 30 min. Działanie wirusobójcze wobec Norowirusa (MNV) zgodnie z EN 14476\* w 30 min. Skuteczny przeciw Poliowirusowi SV 40 wg EN 14476\* w 5 min. Skuteczny wobec Rotawirusa zgodnie z EN 14476\* w 5 min. \* = warunki brudne. \*\* = warunki czyste. Dezynfekowane powierzchnie powinny być czyste w przypadku działania wobec Adenowirusa. Dezynfekowana powierzchnia powinna być wilgotna przez wymagany, potwierdzony badaniami skuteczności, czas kontaktu. Chusteczki suche nie wykazują działania bójczego. Temperatura przechowywania: 5 do +25°C. Numer serii i data ważności na opakowaniu. Ilość produktu w opakowaniu (patrz etykieta). Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: kontakt z oczami: nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Kontakt ze skórą: nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Połknięcie: nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Wdychanie: nie są znane lub spodziewane żadne objawy. Pierwsza pomoc w razie zatrucia lub uczulenia: w przypadku kontaktu z oczami: przepłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu ze skórą: przepłukać obficie wodą. W przypadku połknięcia: wypluć usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów. W przypadku wdychania: uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów. Postępowanie z odpadami produktu: unikać kontaktu z ciekami wodnymi i glebą, przekazać do utylizacji uprawnionej firmie. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji: opróżnione opakowania przekazać do recyklingu lub na składowisko komunalne.

**SLO NAMEN UPORABE:** Robčki za dezinfekcijo in čiščenje površin, pripravljeni za uporabo za neinvazivne in nepotopne medicinske pripomočke skladno z Direktivo 93/42/EGS. Robčki za dezinfekcijo in čiščenje, pripravljeni za uporabo na vseh površinah kot biocidni pripravki.

**Način uporabe:** Robček je pripravljen za uporabo. Vzemite samo en robček. Temeljito obrišite tako, da pride celotna površina v stik s sredstvom, nato pa pustite, da se posuši. Upoštevajte navedeni kontaktni čas in pogoje za želeno antimikrobno delovanje. Po uporabi zaprite pokrov. Robček ni za ponovno uporabo. Razkuževanje ne bi bilo več zajamčeno. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na oksidativne snovi, kot so marmor, baker ali medenina. Preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za čiščenje in razkuževanje medicinskih pripomočkov.

**Medicinski pripomoček. Vsak resen zaplet, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice.**

**Raztopina za impregniranje:** 100g vsebuje naslednje učinkovine: 2,0g vodikovega peroksida, 0,5g fenoksietanola. Embalažo odstranite le, če je izpraznjena in zaprta. Ostanke proizvoda: glej Varnostni list. Neprarabljeno snov/pripravek in/ali neочиščeno embalažo predati odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Samo za profesionalno uporabo. Varnostni list na voljo na zahtevo.

**BG ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:** Готова за употреба кърпичка, предназначена за дезинфекция и почистване на повърхността на неинвазивни и непотопяеми медицински изделия съгласно директива 93/42/ЕО. Готова за употреба кърпичка, напоена с биоцид, предназначена за дезинфекция и почистване на общи повърхности. Разрешение №3467-1/15.05.2023; ПТ2-Дезинфектанти и алгидици, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.

**Наčin на употреба:** Кърпичка готова за употреба. Вземете само една кърпичка. Избършете внимателно, като се уверите, че препаратът е покрил цялата повърхност и оставете да изсъхне. Спазвайте посоченото време за контакт и условията, необходими за постигане на желаното антимикробно действие. Затворете капка след употреба. Кърпичките да не се използват повторно. Дезинфекцията не може да бъде гарантирана. Да не се използва върху повърхности, чувствителни към окислителни, като мрамор, мед или месинг. Моля, вижте указанията на производителя на медицинските изделия, отнасящи се до тяхното почистване и дезинфекция.

**За всеки сериозен инцидент, настъпил във връзка с изделието, трябва да се уведоми производителя и компетентния орган на страната-членка. Медицинско изделие. Разтвор за импрегниране: 100 g съдържат следниве активни вещества:** Водороден пероксид (CAS 7722-84-1): 2,0 g, Фенокси-

етанол (CAS 122-99-6): 0,5 g. **Опаковките да се предават за обезвреждане празни и добре затворени. Остатъчните количества препарат да се обезвредят съгласно Информационния лист за безопасност. Само за професионална употреба. Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.**

**HR Indikacije:** Vlažna maramica za dezinfekciju i čišćenje površina spremna za upotrebu za neinvazivne medicinske instrumente i uređaje koji se ne mogu potopiti u skladu s Direktivom 93/42/EEC. Vlažna maramica za dezinfekciju i čišćenje općih površina zahvaćujući svom biocidnom djelovanju.

**Uputstvo za upotrebu:** Maramica spremna za upotrebu. Uzeti samo jednu vlažnu maramicu. Temeljito obrišite površinu, osiguravajući kontakt s cijelom površinom i ostavite da se osuši. Poštivati naznačeno vrijeme kontakta i uvjete za željeno antimikrobno djelovanje. Zatvoriti poklopac nakon upotrebe. Nemojte ponovo koristiti već korištenu vlažnu maramicu. U tom slučaju ne jamčimo učinkovitost dezinfekcije. Ne koristiti na površinama osjetljivim na oksidirajuća sredstva poput mramora, bakra ili mesinga. Pogledati upute za uporabu proizvođača za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata i uređaja. **Medicinski proizvod. Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice.**

**Otopina za impregnaciju:** 100g otopine sadrži sljedeće aktivne tvari: 2,0g Vodikov peroksid (CAS 7722-84-1), 0,5g fenoksietanol (CAS 122-99-6). **Embalažu zbrinuti potpuno praznu i zatvorenu. Ostatak od proizvoda: vidjeti sigurnosno tehnički list. Samo za profesionalnu upotrebu. Sigurnosno tehnički list dostupan na zahtjev.**

**HR** Klasa biocidnog pripravka: UP/1-543-04/23-05/36

**EST NÄIDUSTUSED:** Kasutusvalmis desinfitseerimis- ja puhastusrätik mitte vedelikuga kasutatavate mitteinvasiivsetele meditsiinilistele seadmetele direktiivi 93/42/EMU nõuete kohaselt. Kasutusvalmis biotsiidne desinfitseerimis- ja puhastusrätik üldkasutatavatele pindadele.

**Juhised:** Kasutusvalmis rätik. Võtke üks rätik. Pühkida pinda hoolikalt veendudes, et terve pind on kontaktis lahusega ja lasta kuivada. Soovitud mikroobivastase toime tagamiseks pidage kinni ettenähtud kokkupuuteajast ja tingimustest. Sulgege kaas pärast kasutamist. Arge kasutage lappi teistkordselt, kuna desinfitseerimise ei ole enam tagatud. Mitte kasutada oksüdeerivatele ainetele tundlikel pindadel, nt marmoril, vases või valgevasel. Tutvuda valmistaja kasutusjuhendiga meditsiiniliste seadmete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

**Meditsiiniseade. Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ja liikmesriigi pädevale asutusele.**

**Immutuslahus:** 100 g sisaldab järgmised toimeained: 2,0 g vesinikperoksiidi, 0,5 g fenoksietanooli. **Pakendi hävitamine ainult tühjalt ja suletult. Tooteäärid: vaata ohukaarti. Ainult professionaalseks kasutamiseks. Ohutuskart nõudmisele kättesaadav.** **EST** 2391/23

**LT Indikacijos:** paruoštos naudoti drėgnos šluostės, skirtos dezinfekuoti ir valyti nepaardinamų ir neinvazinių medicinios prietaisų paviršius pagal direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Paruoštos naudoti drėgnos šluostės, skirtos naudoti kaip biocidiniais produktais bendriesiems paviršiams valyti ir dezinfekuoti - dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produkto tipas). Įvairiems paviršiams valyti ir dezinfekuoti pramonės ir paslaugų įmonėse, visuomeninės paskirties bei sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus medicinios priemonės ir jų paviršius). Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-416(A-02PNO604129-22-235), galioja iki 2027-09-08.

**Naudojimo instrukcija. Dėmesio!** Profesionalieji naudotojai privalo laikyti etiketę ir saugos duomenų lapą nurodytas darbu saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. **Naudojimas:** paruoštos naudoti drėgnos šluostės. Naudoti tik vieną drėgną šluostę. Kruopščiai nuvalyti visą paviršių, kad neliktų nenuvalytų plotų, ir palikti nudžiūti. Šluostės nenaudoti antrą kartą - dezinfekcija nebėbus užtikrinta. Po naudojimo uždaryti dangtelį. Ekspozicijos laikas 1-30 min. Po ekspozicijos paviršius, su kuriais liečiasi oda arba gleivinė, nuplauti vandeniu. Biocido efektyvumas įrodytas laboratoriniiais tyrimais pagal standartus EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 prieš bakterijas, mieles, grybus, mikobakterijas, apvalkalinius (lipofilinius) virusus (Vaccinia), adenovirusus, norovirusus (MNV), poliomos virusus SV 40, rotavirusus. Paviršių valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigose: infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimais. Specifičiam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos. **Atsargumo priemonės:** nevalyti oksidacijai neatsparių paviršių, tokių kaip marmuras, varis ir žalvaris. Valant medicinios prietaisus, vadovautis jų gamintojų instrukcijomis. Laikyti pašalinams asmenims neprieinamoje vietoje, nuo +5 iki +25 °C temperatūroje.

**Medicinos priemonė. Apie bet kokį su priemone susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešama gamintojui ir valstybės narės kompetentingai institucijai.** **Veikliosios medžiagos:** vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 2,0 % (2 g/100 g), 2-fenoksietanolis, CAS Nr. 122-99-6, EB Nr. 204-589-7, 0,5 % (0,5 g/100 g). **Šalinti tik tuščią ir uždarytą pakuotę. Produkto likučiai:** žr. saugos duomenų lapą. Tik profesionaliesiems naudotojams. Saugos duomenų lapą galima gauti paprasčiau.

**LV Lietošanas veids:** Lietošanai gatava virsmas tīrīšanas un dezinfekcijas salvēte neinvazīvām un nemērcējamām medicīniskām ierīcēm saskaņā ar direktīvu 93/42/EEK. Lietošanai gatava dezinfekcijas un tīrīšanas salvēte vispārējām virsmām kā biocids.

**Lietošanas norādījumi:** Salvēte gatava lietošanai. Izvelciet tikai vienu salvēti. Rūpīgi noslaukiet virsmu, pārliecinoties, ka pilnīgi visa virsma nonāks saskarē ar līdzekli un atstāriet nožūt. Ievērojiet norādīto kontakta laiku un apstākļus, lai sasniegtu vēlamo antimikrobiālo iedarbību. Pēc lietošanas aizveriet vāciņu. Nelietojiet salvēti atkārtoti. Dezinfekcija vairs nav garantēta. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidētajiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa virsmām. Lai tīrītu un dezinficētu medicīniskās ierīces, skatiet ražotāja lietošanas instrukcijas.

**Medicīniska ierīce. Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un dalībvalsts kompetentajai iestādei.**

**Impregnēšanas šķīdums:** 100g satur šādas aktīvās sastāvdaļas: 2,0g Ūdeņraža peroksīds, 0,5g 2-fenoksietanols. **Utilizēt tikai iztukšotu un noslēgtu. Satura atliekas:** skatīt Drošības Datu Lapu. **Tikai profesionāliem pielietojumiem.** Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **LV** LV17052023/4341

# Incidin™ OxyWipe NG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <div> <div>PL</div> <div>SLO</div> <div>BG</div> <div>HR</div> <div>EST</div> <div>LT</div> <div>LV</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Dezynfekcja powierzchni według metody VAH 2015 (Bakteriobójczy, Drożdżakobójczy)* / Dezinfekcija površin po metodah VAH 2015 (baktericidno, levurocidno)* / Дезинфекция за повърхности съгласно методите VAH 2015 (бактерицид, левуроцид)* / Dezinfekcija površina prema metodama VAH 2015 (baktericidno djelovanje i djelovanje i djelovanje na kvasce)* / Pindade desinfitseerimine VASTAVALT VAH 2015 meetoditele (bakteritsiidne, pärmide vastane toime)* / Pavišij dezinfekcija taikant VAH 2015 metodikā (baktericidinis, mielicidinis poveikis)* / Virsmu dezinfekcija saskaņā ar VAH 2015 metodēm (baktericīds, pretraugu līdzeklis)* | 1 min  |
| <b>EN 16615*</b> (bakteriobójczy/drożdżobójczy / baktericid, levurocid / бактерициден и дрождециден / baktericidno, protiv plijesni / bakterite ja seente vastane / baktericidinis, mielicidinis poveikis / baktericīds, levurocīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 min  |
| <b>EN 16615*</b> (grzybobójczy / fungicid / фунгициден / fungicidno / fungitsiidne / fungicidinis poveikis / fungicīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 min  |
| <b>EN 16615*</b> (method)<br>(prątkobójczy/bójczy wobec prątków gruźlicy / tuberkulocid in mikobaktericid / туберкулоциден и микобактерициден / tuberkulocidno i mikrobaktericidno / tuberkulotsiidne ja mükobakteritsiidne / tuberkulicidinis ir mikobaktericidinis poveikis / tuberkulocīds un mikobaktericīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 min |
| <b>EN 13727*</b> (bakteriobójczy / baktericid / бактерициден / bactericidno / bakteritsiidne / baktericidinis poveikis / baktericīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 min  |
| <b>EN 13624*</b> (drożdżakobójczy / levurocid / дрождециден / protiv plijesni / seente vastane / mielicidinis poveikis / levurocīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 min  |
| <b>EN 13624*</b> (grzybobójczy / μυκητοκτόνο / фунгициден / fungicid / fungicidno / fungitsiidne / fungicidinis poveikis / fungicīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 min |
| <b>EN 14348*</b> (prątkobójczy/bójczy wobec prątków gruźlicy / tuberkulocid in mikobaktericid / туберкулоциден и микобактерициден / tuberkulocidno i mikrobaktericidno / tuberkulotsiidne ja mükobakteritsiidne / tuberkulicidinis ir mikobaktericidinis poveikis / tuberkulocīds un mikobaktericīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 min |
| <b>EN 14476*</b> (Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe / Deluje na viruse z ovojnicom / Активен спрямо вируси с обвивка / Aktivan protiv virusa s ovojnicom / Toimib ümbrisega viirustele / Efektyvus prieš apvalkalinius (lipofilinius) virusus / Iedarbīgs pret apvalkotiem vīrusiem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 min  |
| <b>EN 14476**</b> (Ograniczone spektrum działania wirusobójczego / Virucid z omejenim spektrom delovanja / ограничен вирусоциден спектър / irucidno djelovanje ograničenog spektra / Pīratud vīrusvastane / Riboto spektro virucidinis poveikis / Ierobežota spektra virucīds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 min |
| <b>EN 14476**</b> Adeno / Adenovirusas / Adenovirus / Adenovirusai / Adenovīruss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 min |
| <b>EN 14476**</b> Noro (MNV) / Norovirusas (MNV) / Norovirus / Norovirusai (MNV) / Norovīruss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 min |
| <b>EN 14476*</b> Polyoma SV40 / Poliomasvirusas SV 40 / Poliom SV40 / Poliomas virusai SV40 / Polioma vīruss SV40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 min  |
| <b>EN 14476*</b> Rota / Rotovirusas / Rotavirus / Rotavirusai / Rota vīruss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 min  |
| Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe według zaleceń RKI 10/2022*** / Učinkovito proti virusom z ovojnicom v skladu s priporočilom RKI 10/2022*** / Эффективен срещу обвити вируси съгласно препоръка RKI 10/2022*** / Učinkovit protiv virusa s ovojnicom prema RKI preporuci 10/2022*** / rus EN 14476*i jārgi 5 minuti jooksul. Tõhus ümbritsetud viiruste vastu vastavalt soovitusetele RKI 10/2022*** / Veiksmingas prieš apvalkalinius virusus pagal RKI rekomendaciją 10/2022*** / Efektyvus pret apvalkotiems vīrusiem saskaņā ar RKI ieteikumu 10/2022***                                                                       | 30 min |

\*= warunki brudne dotyczy MD / umazani pogoji / мръсни условия / nečisti uvjeti / mustus / nešvarios sąlygos / netiros apstākļos

\*\*= warunki czyste dotyczy MD / čisti pogoji / чисти условия / uvjeti čistoće / puhtus / švarios sąlygos / tīros apstākļos

\*\*\*= DVV 2015 (test zawieszinowy) dotyczy MD / Test suspensije DVV 2015 / Тест за суспензия DVV 2015 / Test suspensije DVV 2015 / Suspensioontest DVV 2015 / Suspensijos testas pagal Vokietijos virusinių ligų asociacijos (DVV) 2015 m. gaires / DVV 2015 suspensijas tests

Laboratoires ANIOS · 1 rue de l'Espoir · 59260 Lezennes · FRANCE · Tél : +33 3 20 67 67 67 · Fax : +33 3 20 67 67 68 · [www.anios.com](http://www.anios.com)


Distributed by: Ecolab Sp. z o.o. (PL, LT, LV, EE) · ul. Opolska 114 · 31-323 Kraków · Tel.: +48 12-26 16 100 / Ecolab d.o.o. · Vajngerlova 4 · 2000 Maribor · Tel.: +386 2 42 93 100 / Ecolab GmbH (REG. Holder: A,BG,CZ,HR,HU,RO,SK,SLO) · Rivergate · Handelskai 92 · 1200 Wien · Tel.: +43 1 715 25 50-0 / Еколаб ГмбХ - Клон България · бул. Цариградско шосе 115А · 1784 София · тел. +359 2 976 80 35 / Nositelj odobrenja za HR: Ecolab GmbH, Rivergate · Handelskai 92 · 1200 Wien · Tel.: +43 1 715 25 50-0 / ECOLAB GmbH - Podružnica Zagreb · Zavrtnica 17 · 10 000 Zagreb · Tel: +385 1 6321 600

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)


UFI: TN2N-ARQC-1J0E-K9M9



CE 0459



Okres trvačnosti po prvním otváření / Obdobje po odprtju / Срок на годност след отваряне: / Upotrebljivo nakon otvaranja: / Kasutussperiood peale avamist: / Tinkamumo terminas po atidarymo: / Derīguma termiņš pēc atvēršanas:



DD MM YYYY

Proszę wpisać datę zakończenia okresu trwałości po pierwszym otwarciu tego opakowania. / Vpišite datum uporabnosti proizvoda po odprtju embalaže. / Моля, добавете датата, на която изтича срокът на годност след отваряне на опаковката. / Upišite datum isteka primjene nakon otvaranja. / Palun lisa kuupäev, millal selle paki kasutussperiood lõpeb. / Pažymėkite tinkamumo naudoti termino pabaigos datą po šios pakuotės atidarymo. / Lūdzu pievienojiet datumu, kurā beidzas derīguma termiņš pēc atvēršanas šai pakai.